



Flamingo

Code LPPR 6264935 + 6264823 + 6264958* - Code ISO 093303

Autre Code LPPR possible 6264970 + 6264987 (<16ans)*

Réf. Voir tableau



*Existe en version High-Low
Hauteur châssis et bascule d'assise réglables par vérin*

Siège modulable pour la toilette, la douche et le bain.

Flamingo est un siège sur base roulante, pouvant être utilisé au dessus d'une cuvette de WC, dans la douche, ou dans la baignoire.

On peut aussi retirer le siège de sa base et le monter directement sur une cuvette de WC, ou le poser dans une baignoire (en ajoutant des ventouses) pour le bain.

Il convient à des enfants de 2 à 13 ans. Flamingo offre un design ergonomique et esthétique. Son châssis pliable facilite transport et rangement. Ses nombreux réglages et accessoires de maintien sont confortables et sécurisants pour l'enfant.

Flamingo est livré en standard avec :

- 1 coussin interne en mousse PU, 100% imperméable ;
- 2 repose-pieds séparés réglables en hauteur et rotation externe ;
- 1 déflecteur d'urine ;
- 4 roulettes blocables ;
- 1 barre de distance pour un meilleur encastrement sur la cuvette du WC.

N.B : Il est possible de commander le siège avec son coussin interne

REFERENCES

TAILLES	REF.
Flamingo Taille 1 Bleu	55801
Flamingo Taille 2 Bleu	55802
Flamingo avec renfort de dossier Taille 3 Bleu	55033-1
Flamingo avec renfort de dossier Taille 4 Bleu	55034-1

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage du siège en hauteur qui facilite le travail de la personne assurant la toilette ;
- Inclinaison de l'assise et du dossier qui améliore le confort et le bon positionnement de l'enfant ;
- Repose-pied réglable, garantissant une bonne position et un bon maintien ;
- Siège en plastique blanc ;
- Coussin interne 100% imperméable, couleur gris clair ;
- Châssis en aluminium ;
- Roues 7,5 cm ;
- Déflecteur d'urine amovible.

Coloris



NOUVEAU
revêtement
BLEU

Les + produit


- ✓ **Très polyvalent.** Peut aussi s'utiliser comme une chaise de jeux ou de travail de manière ponctuelle (vacances) ;
- ✓ **Nombreux accessoires de positionnement** pour un maintien personnalisé ;
- ✓ **Facilement pliable** lors du transport.



Dimensions en cm	REF.	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER	LARGEUR DOSSIER (AVEC CALES LATÉRALES)	HAUTEUR ASSISE/REPOSE PIED
Taille 1	55801	2/5 ans	25	24	50-60	36	19,5	30	18-28
Taille 2	55802	5/8 ans	28	29	50-60	38	22	32	25-35
Taille 3 + renf. doss.	55033-1	8/11 ans	32	34	50-60	41	26	38	30-40
Taille 4 + renf. doss.	55034-1	10/14 ans	34	40	50-60	47	28	40	30-40

* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et sont fonction des besoins de l'enfant

ACCESSOIRES	RÉF.	
Appui-tête fixation standard voir schéma		1
• T 1 - T 2	55350	
• T 3 - T 4	55355	
Appui-tête fixation multiréglable voir schéma		
• T 1 - T 2	55358	
• T 3 - T 4	55359	
Appui-tête fixation col de cygne		
• T 1 - T 2	55356	
• T 3 - T 4	55357	
Extension de dossier (ajouter fixation)		2
• T 1 / T 2	55600	
• T 3 / T 4	55601	
Fixation extension dossier		
• T U	55603	
Cales latérales de dossier capitonnées *		3
• T 1 / T 2 / T 3	55336 / 55337 / 55338	
• T 4	55339	
Cales latérales enveloppantes escamotables *		4
• T 1 - T 2	55334	
• T 3 - T 4	55335	
Poignée de poussée		5
• T U	05519	
Tablette/repose-bras **		6
• T 1 / T 2 / T 3	55341 / 55342 / 55343	
• T 4	55344	
Harnais de maintien en H		7
• T U	05557	
Harnais gilet croisé (filet)		
• T 1 / T 2 / T 3	05525 / 05526 / 05527	
• T 4	05528	
Gilet de maintien (filet)		
• T 1 / T 2 / T 3	05529 / 05539 / 05549	
• T 4	05554	
Insert siège (Hauteur insert et ø insert)		8
• T 1 (H 10 cm et ø 13,5 cm)	55330	
• T 2 (H 12,5 cm et ø 18 cm)	55331	
• T 3 (H 15 cm et ø 23,5 cm)	55332	
• T 4 (H 15 cm et ø 28,5 cm)	55333	
Ceinture de sécurité		
• T 1 - T 2	05560	
• T 3 - T 4	05561	
Support de mollet		
• T U	05502	
Coque Flamingo sans base roulante		
• T 1 / T 2 / T 3	05500-1 / 05501-1 / 05503-1	
• T 4	05504-1	
Pot		9
• T 1 / T 2 / T 3	05510 / 05511 / 05512	
• T 4	05513	
Fixations pour cuvette WC (permet d'installer la coque Flamingo sur une cuvette WC ordinaire)		10
• T 1 / T 2 / T 3	05505 / 05506 / 05507	
• T 4	05508	
Jeu de pieds-ventouse		11
• T U	05509	
Revêtement assise réduite		
• T 2 / T 3 / T 4	55092 / 55093 / 55094	



Flamingo plié


ACCESSOIRES POUR FLAMINGO



* les 2 cales latérales sont incompatibles entre elles.

** peut être escamotée de chaque côté pour faciliter l'installation et le retrait de l'enfant.

Schémas



ANGLE ASSISE DOSSIER	ANGLE ASSISE HORIZONTALE	HAUTEUR TOTALE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR TOTALE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
- 90° / + 25°	- 15° / + 35°	86	66	44	35	11
- 90° / + 25°	- 15° / + 35°	89	66	46	50	13
- 90° / + 25°	- 15° / + 35°	93	69	50	60	14
- 90° / + 25°	- 15° / + 35°	95	69	54	70	15