



Kit Assistance Électrique

Le Kit Assistance Électrique pour **TONICROSS** facilite l'utilisation d'un tricycle Tonicross. Il assiste le pédalage et permet de se déplacer sans effort.

Il se compose de :

- une roue motorisée de 20"
- un kit de détection de pédalage
- une console de contrôle (display)
- un câble de charge

Attention : Kit incompatible avec le pignon fixe, deuxième frein obligatoire.

Poids du kit : 6,4 kg

Batterie : 30 V / 6,6 A, batterie au lithium

Chargeur : 30 V / 2A pour batterie et 25 V / 500 mA pour console

Console LCD



Console de contrôle LCD