


# LUMINAIRE D'EXAMENS **VISIANO 10**






Mur




Pin universelle




Piètement à roulettes avec câble

La VISIANO 10 est un luminaire d'examen réduit à l'essentiel, sans renoncer à une technologie d'éclairage professionnelle. La puissance lumineuse de 50 000 lux à distance de 0,5 m convient pour les examens généraux, mais aussi pour les soins intensifs et la néonatalogie. La poignée ergonomique permet d'orienter le champ lumineux en toute simplicité.



VISIANO 10	Raccordement	Particularités	N° de commande
VISIANO 10-1 P S10	câble de 1,8 m, fiche euro	poignée	D15.732.000

D'autres variantes de fiches : CH, R.U., AUS et US-HG sont disponibles sur demande.



#### VISIANO 10-1 Données techniques

Rendement lumineux	env. 50 000 lux à 0,5 m *
Température de couleur	4400 K *
Champ d'éclairage à 1,0 m	Ø 18 cm *
Indice de rendu des couleurs	93
Commande	Interrupteur I/O sur le bras
Classe de protection	II
Normes	EN/CEI 60601-1
Indice de protection	IP 20
Particularités	poignée, tête du luminaire pivotante à 280°

\* -10 % / +20 % de tolérance