



Lits douche muraux

Code ISO 093312

Réf. voir tableau

Des lits douche muraux pour doucher, sécher, et habiller sans transferts intermédiaires.

L'utilisateur repose sur une toile plastifiée tendue de couleur blanche, qui offre souplesse et robustesse. Également facile à nettoyer, elle est scellée et collée autour du tube. Facilement séchable, elle permet à l'aide d'habiller l'utilisateur après la douche.

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être posé au dessus d'une baignoire ;
- Rabattable contre le mur (*les deux pieds se replient*) ;
- Attache murale pour le maintien en position rabattue incluse ;
- Cadre en acier phosphaté revêtu époxy (peint) (*charnières inox*) ou inox 304 revêtu époxy (peint) ;
- Livré sans vis de fixation murale ;
- Charge statique maxi : 150 kg.

Coloris



Acier ou Inox
revêtu époxy
BLANC
RAL 9010



Inox poli
avec platines
BLANCHES

Lit douche

avec réceptable et dossier inclinable

Réf. 1305 / 1301 / 1304

Livré avec flexible d'évacuation : 1 mètre, diamètre 40 cm.



Lit douche

sans réceptable ni dossier inclinable

Réf. 1221 / 1310 / 1223



RÉFÉRENCES

AVEC DOSSIER INCLINABLE (ACTIONNÉ PAR VÉRIN À GAZ)


Longueur (mm)	A	B	C	RÉFÉRENCE
1500	1520	465	200	1305
1700	1720	615	300	1301
1900	1920	615	400	1304

RÉFÉRENCES

SANS DOSSIER

Longueur (mm)	A	B	C	RÉFÉRENCE
1500	1490	465	185	1221
1700	1690	615	285	1310
1900	1890	615	385	1223

Longueur (mm)	A	B	C
1500	1520	465	200
1700	1720	615	300
1900	1920	615	400




ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE MODÈLES DISPONIBLES

1256 Barrière escamotable
(Longeur 125 cm)

Longueur (mm)	A	B	C
1500	1490	465	185
1700	1690	615	285
1900	1890	615	385



Disponible uniquement sans dossier