


Harmonie

**GARANTIE 5 ANS**



**Charge de fonctionnement\***  
400 kg



**Livré**  
sur kit de transport



**Désinfection simple**  
par produit de contact



**Certifié conforme**  
à la norme NF EN 1970/A1

\* Charge de fonctionnement en sécurité du lit

## Options +

Barrières Sécuris®

Relève-jambes électrique

mono-bloc

à plicature

Télécommande sans fil

Potence 2.0®


Panneaux d'habillage

Encadrement de châssis bois

Longs pans

Fortissimo

**GARANTIE 5 ANS**



## Finitions



Panneaux Louis II



**Nouveaux panneaux S Mod**  
(Uniquement sur lits 120 x 200 cm)



Panneaux Louis Philippe



Panneaux Main courante

## Teintes

H1284  
Frêne blanc

H1511  
Hêtre de Bavière

H1706  
Merisier

H3306  
Chêne royal anthracite

H3080  
Sierra Mahogany

H1555  
Wenge

Couleurs cadre



Blanc CT3



Ivoire 1013



Beige 1015



Bronze 1035



Marron 8017



Aluminium 9006



Noir 9005

## Encadrement de châssis bois



## Habillage «Excellence»





Gamme Harmonie & Fortissimo

confort



## Aide au coucher et au lever

Le réglage de la hauteur du plan de couchage est l'aide parfaite au lever. Réglé à hauteur des hanches il permet au sortir du lit une ouverture de l'articulation coxo-fémorale optimale. De plus, le plan de couchage présentant une partie plus rigide des fessiers permet un meilleur appui et un moindre effort pour sortir du lit.

A l'inverse, la hauteur variable électrique du lit limite l'effort pour «rejoindre ses draps», lorsque le lit est bas.



## Aide au ménage

Plus besoin de se courber le dos pour refaire son lit : le changement des draps devient bien plus facile avec un plan de couchage à hauteur d'un plan de travail.

