

# LIT MEDICALYS®



LIT MEDICALYS® présenté avec panneaux Winnéa CIC porte couverture



(1) CPR - Cardio Pulmonary Resuscitation  
(2) CIC - Contrôle des Infections Croisées  
Traitement dans la masse par ions argent

## (3) OPTIONS

- ▶ Roues métal Ø 100 mm
- ▶ Roues métal Ø 125 mm
- ▶ Roues design Ø 125 mm
- ▶ Roues design Ø 150 mm
- ▶ Sommier en compact amovible.
- ▶ Relève buste à translation.
- ▶ Batterie de secours (3 cycles).
- ▶ Porte couverture.
- ▶ Déclive mécanique - 12° max.
- ▶ Proclive électrique +16° max.
- ▶ Boîtier soignant filaire.
- ▶ ... ..

## SON DESIGN ÉPROUVÉ JUSTIFIE SON INTÉRÊT DANS LES SERVICES MÉDICALISÉS.

### CONFIGURABILITÉ

- ▶ Disponible en déclive mécanique, proclive électrique (position fauteuil), proclive électrique et déclive mécanique.

### SÉCURITÉ

- ▶ Déclive mécanique actionnable avec ou sans courant électrique et quelle que soit la position du lit, en moins de 15 secondes.
- ▶ Compatible avec les 5 environnements d'application.

### SIMPLICITÉ

- ▶ Position fauteuil 100% électrique avec accès direct à la fonction pour le patient, grâce à un seul bouton de commande.

### PERFORMANCE

- ▶ Position fauteuil

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	HAUTEUR VARIABLE	RELÈVE BUSTE	RELÈVE JAMBES	CAPACITÉ LEVAGE	ROUES	NORMES	MOTORISATION
<b>MÉDICALYS</b>								
2 fonctions électriques	Sommier 90 x 200 cm	37 à 86,5 cm si roues Ø 125 (Pack EHPAD)	70°	12° crémaillères Plicature des genoux	CFS (1) Matelas 20 kg Accessoires 45 kg Patient 165 kg (Environnement 1 et 2)	Ø 150 mm	NF EN 60601-1 éd. 3 NF EN 60601-1-2 éd. 3 NF EN 60601-2-52 éd. 1	LINAK IP 54
3 fonctions électriques sans plicature	EHPAD : divisible HOPITAL : non divisible	39,5 à 89 cm si roues Ø 150 (Pack HOPITAL)		26° et 16° réglage des plis par crémaillère	Patient 195 kg (Environnement 3, 4, et 5)		compatible avec environnements 1, 2, 3, 4 et 5	
3 fonctions électriques avec plicature								

- 2 supports accessoires (sur les longs pans)
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit)
- 2 supports potence (en tête de lit)

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\*  
Garantie panneaux et accessoires 2 ans\*

\* Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

(1) Charge de fonctionnement en sécurité.

Photos non contractuelles

WINCARE France: Médicatlant - 4, Le Pas de Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winnicare.fr - www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques

Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

