



X'PRIM

BREVETÉ

Le lit X'PRIM a été conçu selon le principe **Ergofix**. il s'appuie sur un **système breveté de montage et démontage**. il est accessible au montage et au démontage par une seule personne.

 ≤ 135kg



34 à 84 cm

jusqu'à 74*



Mécanique, électrique et télécommande



Panneaux et accessoires


La maintenance

Les préconisations du fabricant et l'analyse de risques de l'exploitant constituent la base à partir de laquelle l'exploitant construit sa politique de maintenance.

D'autres éléments, telles que les recommandations émises par l'ANSM ou d'autres institutions et les guides de bonnes pratiques professionnelles, sont également à prendre en considération.

Dans le cas où les préconisations du fabricant en matière de maintenance ne seraient pas suivies, la responsabilité de l'exploitant pourrait être engagée si un incident était imputable à un défaut de maintenance. Pour les lits Winncare France une maintenance préventive annuelle est recommandée.





LES + PRODUIT



ERGONOMIE

Fixation des panneaux par système **EASY-MOVE**.

Montage et démontage des relève-buste et relève-jambes sans outils



SÉCURITÉ

Rondos traversants pour l'assemblage des 1/2 sommiers.

Barrières avec fixation par indexation



PRINCIPE BREVETE
N° FR2966708

MONTAGE / DÉMONTAGE
ERGONOMIQUE



ERGOFIX

| Désignation | X'PRIM |
|-----------------|--|
| Sommier | 90 x 200 cm |
| Garde au sol | 13 cm |
| Relève-jambes | Version C : inclinaison de 12° maxi par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère |
| Capacité levage | Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maxi 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg |
| Roues | Ø 100 mm |
| Motorisation | LINAK IP 66 |

OPTIONS

