

LIT PLIANT MOBILE MIN

Excellente mobilité

Lattes en résine

Facilité de déploiement

Le lit accompagnant MIN est idéal pour le visiteur lors d'un séjour dans votre établissement.

Facile à déplier, le MIN a été étudié et développé pour répondre aux besoins des accompagnants mais aussi du personnel soignant.



DIMENSIONS MIN

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	MATELAS
HORS TOUT	39 cm (replié) 197 cm (ouvert)	86 cm	111 cm (replié) 42 cm (ouvert)	180x 78 x 10 cm

Poids produit : 30 kg
 Poids max patient : 200 kg
 Charge de fonctionnement en Sécurité : 200 Kg



Notre gamme ACCOMPAGNANT est adaptée aux services de Maternité, Pédiatrie et Néonatalogie.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des accompagnants, mères et personnels soignants.

Lit pliant mobile avec structure en acier époxyé

- 4 roulettes ø 65 mm
- Matelas mousse articulée HR 35 Kg de densité - Epaisseur 10 cm
- Livré avec sa housse de protection matelas en polyuréthane non feu
- Structure en acier
- 12 Lattes en résine



Matelas HR35 + Housse PU non feu déhoussable



Support matelas en lattes résines



Roulettes (ø 65 mm)



Livré avec sa housse de protection matelas en polyuréthane non feu