

permobil

ROHO®
SURMATELAS PRODIGY®



**CONFORT.
PRÉVENTION.**

À PROPOS DU SURMATELAS ROHO® PRODIGY®

Le surmatelas ROHO® PRODIGY® est un système non motorisé, divisé en cellules remplies d'air. Il est donc ajustable et conçu pour s'adapter à la morphologie de chaque individu, afin de fournir une protection anti-escarre optimale.

Le surmatelas PRODIGY peut être utilisé dans les hôpitaux, les EHPAD, pour le maintien à domicile (HAD) ou pour des particuliers.

La surface du matelas doit correspondre aux mesures du matelas du lit.

Il est disponible en une seule section ou en trois sections indépendantes. Dans cette dernière version, les trois sections du surmatelas PRODIGY peuvent être réglées de façon indépendante pour répondre aux besoins spécifiques et aux évolutions possibles de l'utilisateur. Les cellules air réglables et interconnectées s'adaptent à la morphologie de chaque individu afin de protéger au mieux les tissus mous et tissus profonds.

Les sections modulaires peuvent être ajustées sur une surface plate ou sur une base avec une forme anatomique.

Le surmatelas PRODIGY n'est pas dépendant d'un système électrique, et ne produit donc aucun bruit, chaleur ou vibrations.

La surface du surmatelas PRODIGY dispose de trous de drainage dans la base afin d'évacuer plus facilement les fluides.

Applications :

Le matelas ROHO® est recommandé pour les individus :

- ayant des risques d'escarres
- nécessitant un matelas qui offre un ajustement personnalisé



CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES :

- Ajustable aux changements de l'utilisateur: s'adapte à la morphologie, au poids et aux changements de position tout au long de la journée et de la nuit
- Favorise un environnement confortable pour la gestion de la douleur
- Distribution hydrostatique de la charge sur l'ensemble de la zone de contact
- Permet 7.5 cm d'immersion
- Accepte d'autres dispositifs de positionnement au lit
- Segmenté pour d'autres utilisations que la position à 180 degrés
- Divisé en 3 parties afin de faciliter le remplacement d'une section sans devoir changer le matelas entier
- N'utilise pas d'électricité (pas de bruits ni de chaleur d'une pompe, transport facilité)
- La housse est lavable en machine et peut être désinfectée
- Peut être réutilisé pour différents utilisateurs
- Les sections peuvent être réparées (à l'aide de patch) afin de prolonger la durée de vie du matelas
- La réanimation cardio-pulmonaire peut être effectuée sans dégonfler le produit. Une plaque de massage cardiaque n'est pas nécessaire.
- Les perforations de drainage dans la base du matelas permettent une évacuation facilitée des fluides
- Facile à laver et à désinfecter

CARACTÉRISTIQUES :

INCLUS :

PRODIGYSYS: matelas PRODIGY à sections (les 3 sections s'accrochent pour faire un matelas complet), manuel d'utilisation, pompe à air double, kit de réparation, sangles d'attaches. Une housse peut être commandée en option.

PRODIGYEA : une seule section, manuel d'utilisation, pompe à air double, kit de réparation.

DIMENSIONS:

Surmatelas complet PRODIGYSYS :

Hauteur : 9 cm, largeur : 91,5 cm, longueur : 207,5 cm

Section seule PRODIGYEA :

Hauteur : 9 cm, largeur : 91,5 cm, longueur : 70 cm

POIDS : 4,3 kg

Poids surmatelas complet PRODIGYSYS : 4,3 kg

Poids d'une section PRODIGYEA : 1,4 kg

POIDS MAX. UTILISATEUR : 136 kg

La surface du surmatelas doit être ajustée correctement à la taille du lit.

GARANTIE: 12 mois

NORMES ET CERTIFICATIONS : Norme Feu ISO 12952-1 et -2

© 2017 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc :

DRY FLOATATION®, AGILITY®, ROHO®, AIR FLOATATION™ et AGILITY CARBON™ .

Nous vous recommandons de consulter un professionnel en réadaptation lors de la commande et de l'installation des produits ROHO.



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

permobil