

CHAMBRE CARMEN



AMBIANCE SIMPLE ET REPOSANTE



MOBILIER DE LA CHAMBRE CARMEN



CHEVET

DIMENSIONS:
L445 x P447 x H681 mm
L538 x P560 x H814 mm avec réfrigérateur 30L

- ▶ 2 roulettes de mobilité à l'arrière
- ▶ 1 tiroir avec bac amovible
- ▶ 1 étagère avec évidement pour bouteille
- ▶ Porte charnière à gauche en standard, à droite en option



COMMODE

DIMENSIONS:
L875 x P548 x H758 mm

- ▶ 3 tiroirs sur coulisse métal avec butée anti-chûte



ARMOIRE 1 PORTE

DIMENSIONS:
L675 x P548 x H1793 mm

- ▶ charnière à gauche
- ▶ 1 étagère
- ▶ 1 penderie



TABLE

DIMENSIONS:
L875 x P548 x H758 mm



TABLE COMMODE

DIMENSIONS:
L1416 x P548 x H758 mm

- ▶ Pied unique pour un accès ouvert, accès pour bridge largeur 600 mm et hauteur 720 mm
- ▶ 3 tiroirs à droite



ARMOIRE 2 PORTES

DIMENSIONS:
L1125 x P548 x H1793 mm

- ▶ 1 étagère en haut sur toute la largeur
- ▶ 3 demi-étagères
- ▶ 1 penderie à droite



TABLE BUREAU

DIMENSIONS:
L1075 x P548 x H758 mm

- ▶ 1 tiroir à droite
- ▶ Accès pour le bridge à l'arrière



CHAISE

DIMENSIONS:
L490 x P525 x H870 mm

- ASSISE:
L490 x P420 x H450 mm
- ▶ Revêtement PVC au choix



BRIDGE

DIMENSIONS:
L540 x P560 x H870 mm

- ASSISE:
L540 x P450 x H450 mm
- ▶ Revêtement PVC au choix
- ▶ Hauteur accoudoirs : 64 cm

CARMEN	COLORIS DES PANNEAUX ET MOBILIER		COLORIS DES ENTOURAGES, CHANTS ET MAIN COURANTE	MATÉRIAU
	COLORIS STANDARD	AUTRES COLORIS HORS STANDARD		
PANNEAUX ABELIA	Intérieur décor Hêtre clair, Chants ABS collés ral 1001, mains courantes ral 1001, bouchons polyéthylène ral 1001	Décor mélaminés au choix dans notre nuancier, épaisseur 19 mm	Main courante acier peinte : ral 1001 et Bouchons polyéthylène ral 1001 Chants ABS collés ral 1001	Main courante acier peinte Panneau en aggloméré 19 mm Mélaminé chants ABS
PANNEAUX CARMEN	Intérieur décor Hêtre clair, chants assortis et panneau pied : main courante époxy lisse et bouchons polyéthylène ral 1001	Décor mélaminés au choix dans notre nuancier, épaisseur 30 mm	Panneau Pied : Main courante acier peinte : ral 1001 et Bouchons polyéthylène ral 1001 Chants ABS collés ral 1001	Main courante acier peinte Panneau aggloméré 30 mm mélaminé. Chants ABS
PANNEAUX CARMEN réserv. bar.bois				
MOBILIER	Intérieur décor Hêtre clair, entourage ral 1001	Décor mélaminés au choix dans notre nuancier, épaisseur 19 mm	Chants coloris standard ral 1001	Caisson en aggloméré 19 mm mélaminé / Chants ABS 1 mm Plateaux en aggloméré 19 mm mélaminé / Chants ABS 1 mm

Garantie 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

Photos non contractuelles

Ambiance CARMEN
Panneaux Abélia, décor Dragonnier Clair, mains courantes ral 1001
Fauteuil, pouf et chaise : PVC Atoll, structure ral 1001

FP000013/02.2019

WINNOCARE France: Médicatlantic - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winnocare.fr - www.winnocare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques

Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

