

CHAMBRE MEDIDOM



AMBIANCE CONFORTABLE



Ambiance MEDIDOM
Panneaux Médidom, décor Chêne Milano Foncé
Fauteuil et chaise : PVC Groseille, structure ral 1013

MOBILIER DE LA CHAMBRE MEDIDOM



CHEVET

DIMENSIONS:
L372 x P460 x H691 mm
L465 x P573 x H824 mm avec réfrigérateur 30L

- ▶ 2 roulettes de mobilité à l'arrière
- ▶ 1 tiroir avec bac amovible
- ▶ 1 étagère avec évidement pour bouteille
- ▶ Porte charnière à gauche en standard, à droite en option



TABLE

DIMENSIONS:
L802 x P561 x H768 mm



TABLE BUREAU

DIMENSIONS:
L1002 x P561 x H768 mm

- ▶ 1 tiroir à droite
- ▶ Accès pour le bridge à gauche



CHEVET 2 NICHES

DIMENSIONS:
L394 x P451 x H605 mm

- ▶ Sans porte, sans tiroir
- ▶ 1 tiroir en option



COMMODOE

DIMENSIONS:
L802 x P561 x H768 mm

- ▶ 3 tiroirs sur coulisse métal avec butée anti-chute



TABLE COMMODOE

DIMENSIONS:
L1373 x P561 x H768 mm

- ▶ Pied unique pour un accès ouvert, accès pour bridge largeur 600 mm et hauteur 720 mm
- ▶ 3 tiroirs à droite



ARMOIRE 1 PORTE

DIMENSIONS:
L602 x P561 x H1803 mm

- ▶ charnière à gauche
- ▶ 1 étagère
- ▶ 1 penderie



ARMOIRE 2 PORTES

DIMENSIONS:
L1052 x P561 x H1803 mm

- ▶ 1 étagère en haut sur toute la largeur
- ▶ 3 demi-étagères
- ▶ 1 penderie à droite

MEDIDOM	COLORIS DES PANNEAUX ET MOBILIER		COLORIS DES ENTOURAGES, CHANTS ET MAIN COURANTE	MATÉRIAU
	COLORIS STANDARD	AUTRES COLORIS HORS STANDARD		
PANNEAUX	Intérieur décor Dragonnier clair, Chants assortis	Décor mélaminés au choix dans notre nuancier, épaisseur 30 mm	Chants assortis	Panneaux aggloméré 30 mm mélaminé
MOBILIER				Caisson en aggloméré 19 mm mélaminé / Chants ABS 1 mm. Plateaux en aggloméré 30 mm mélaminé / Chants ABS 1 mm

Garantie 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

Photos non contractuelles

WINNOCARE France: Médicatlantic - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winnocare.fr - www.winnocare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques

Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

