

# Normandie

## FAUTEUIL DE REPOS

Fauteuil à dossier inclinable à 45°, équipé d'un repose-jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier et équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.



## OPTIONS



Appui-tête



Manchettes de prélèvement



Version réglable en hauteur  
(sol/siège: de 508 à 568mm)



Version roulettes



Tablette B12



Table 378 disponible



Accoudoirs réglables en hauteur.

Dossier inclinable à 45° et repose-jambes à allongement automatique



660

540

0-170

510

1200

750

440

10°-45°

780

25

130

