

# POUSSETTES

## MULTIRÉGLABLES ÉVOLUTIVES



### Tom 4 Blue Jean

Code LPPR 9257746 + 9364838 + 9364778 + 9364784 av. 16 ANS

Réf. 22652J-I / 22653J-I / 22654J-I

Tom 4 Blue Jean est une poussette multi-réglable et évolutive, conçue pour le confort des enfants à mobilité réduite, ainsi que celui de leurs parents. Pour améliorer ce confort, de nombreux accessoires de maintien sont disponibles.

Cette poussette s'adapte parfaitement à chaque enfant et suit sa croissance, tout en étant très maniable, pliable et robuste. De plus, le siège est amovible et peut être positionné soit dans le sens de la marche de la poussette, soit face au conducteur de la poussette. Elle existe en trois tailles et a de nombreux équipements en standard tels que l'agrément sécurité routière ISO7176/19, les amortisseurs, la poignée de poussée réglable, et le réglage de la largeur indépendamment des coussins latéraux.

### CARACTÉRISTIQUES

- Dossier réglable en hauteur ;
- Assise réglable en profondeur ;
- Assise réglable en largeur à l'aide de coussins latéraux ;
- Dossier réglable en inclinaison 0° à 180° ;
- Bascule intégrale de l'assise de 0° à 27° ;
- Ceinture 2 points ;
- Barre d'appui thoracique ;
- Repose-pieds, palette monobloc réglable en hauteur et inclinaison
- Revêtement "Blue Jean" (SEUL CE COLORIS EST DISPONIBLE);
- Poignée de poussée réglable ;
- Châssis noir, crash testé en standard ;
- Roues avant increvables 20 cm (7,9") Ø ;
- Roues arrière increvables 30 cm (11,9") Ø ;
- Frein individuel au pied.

Coloris .....

Nouveauté

Bleu



### Les + produit

- ✓ Revêtement déhoussable sans outils ;
- ✓ Grand nombre d'accessoires pour maintien postural très personnalisé.

### DIMENSIONS

EN CM

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur

[www.cree.fr](http://www.cree.fr)


Dimensions en cm

RÉF.

âge

AGE APPROXIMATIF USAGER



TAILLE APPROXIMATIVE USAGER



LARGEUR ASSISE



PROFONDEUR D'ASSISE



HAUTEUR DOSSIER



HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS



HAUTEUR ASSISE/SOL



ANGLE ASSISE DOSSIER (°)



ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)

Tom 4 Blue Jean Mini	22652J-I	2-4 ans	75-120	18/22/26	20-26	44-61	14-28	50	0-180	+/- 27
Tom 4 Blue Jean	22653J-I	5-8 ans	95-130	20/24/26/31	27-35	51-65	20-35	60	0-180	+/- 27
Tom 4 Blue Jean Maxi	22654J-I	8-12 ans	112-147	22/26/28/35	32-40	56-67	24-40	60	0-160	+/- 25



Tom 4 duo  
Poussette double  
Réf. 02268 Disponible sur demande



ACCESSOIRES POUR TOM 4 CLASSIC



\* Le châssis d'intérieur est réglable en hauteur de 97 à 120 cm et permet l'inclinaison du siège de 0-27°



ACCESSOIRES	RÉF.	
Appui-tête		1
•T S	02296	
•T M	02270	
Repose nuque		
•T U	22720	
Cale de tête		2
•T XS	22890	
•T S	22796	
•T M	02289	
Cales latérales de corps		3
•T S	22797	
•T M	02275	
•T L	22750	
Cale d'abduction		4
•T S	02277	
•T M	02276	
Harnais gilet		5
•T XS	22820	
•T S	02281	
•T M		
Harnais en H		6
•T XS	22799	
•T S	22792	
•T M		
Harnais 5 points		
•T S	22800	
•T M	22801	
Tablette	02290	7
Sangles de pied	02283	
Capote	02278	8
Housse anti pluie (se fixe sur la capote)		9
•T M	02284	
•T L	02285	
Sac thermique		
•T S	22870	
•T M	02287	
•T L	02288	
Panier tissu Tom 4	02294	10
Châssis d'intérieur *	02286	11
Interface CSI (permet de fixer une coquille à la place du siège)	sur demande	
Protections latérales enveloppantes	22790	
Protections latérales	02293	
Sangle abdominale		
•T S	22842	
•T M	22843	
•T L	22844	

*Non inclus*

HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
101/115	20 (7,9") / 30 (11,9")	61	86	93	61	55	35	17,5
101/115	20 (7,9") / 30 (11,9")	61	86	93	61	55	35	18,5
103/118	20 (7,9") / 30 (11,9")	65	92	96	65	63	50	21