

Permobil

Progeo Noir 2.0



Carbone



Rigide



Poids réduit



Sur mesure

permobil

Le nec plus ultra de la technologie des fauteuils roulants en carbone

Le châssis continu du Progeo Noir allie un design superbe à une ingénierie supérieure.

Pour les utilisateurs expérimentés et actifs de fauteuils roulants manuels qui connaissent leur configuration d'assise préférée et veulent profiter au maximum des avantages d'un châssis rigide en termes de poids. En associant le poids réduit et la capacité de personnalisation de chaque Progeo Noir, ce modèle permet un réglage fin optimal pour une expérience de conduite d'une grande fluidité.



Progeo Noir 2.0

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 44 à 54 cm (sur mesure) À l'arrière de 37 à 48 cm (sur mesure)
Distance repose-pieds	De 35 à 51 cm (sur mesure)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	85° - 90° - 95°
Longueur totale	82 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	De 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Déclive	0° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	À partir de 4,0 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 6,6 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements

CARBON
ESSENCE

LIME
ESSENCE

RED
ESSENCE

BLUE
ESSENCE

OPAQUE
ESSENCE

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.

permobil

permobil.fr



GR3354-1FR230303