

RAMPES D'ACCÈS TRANSPORTABLES



Rampe Lite

Légères et faciles à transporter

Les rampes Lite Stepless sont les rampes les plus légères du marché en raison de leur composition en matériaux composites (fibres de verre et de carbone). Ces matériaux possèdent les mêmes caractéristiques qu'une raquette de tennis : solidité et légèreté.

Très sûres et facile à manipuler

La surface de la rampe possède un revêtement anti-dérapant. Les rampes Stepless Lite sont faciles à plier et déplier. La charnière unique facilite le positionnement par les utilisateurs et leurs accompagnateurs. D'une conception légère (pour 700 mm, la rampe ne pèse que 3,5 kg) la rampe peut aussi se transporter à l'arrière d'un fauteuil roulant sans causer de problème de stabilité.

Les rampes Stepless Lite sont le meilleur choix pour les utilisateurs/accompagnateurs qui recherchent un poids minimal, ou pour les utilisateurs de fauteuil roulant les plus actifs. Idéales pour voyager ou se déplacer en ville.



Réf. des articles. 30100-xxx



RAMPES D'ACCÈS TRANSPORTABLES

Références	Type	Longueur Max/Min mm	Largeur utile de la rampe mm	Largeur extérieure max mm	Largeur pliée max mm	Maximum supporté kg/paire	Poids kg/ par rail
Rampe EasyFold Pro3 ramp							
30085-165	Rampe EasyFold Pro3	1635	760	786	273	350	13,4
Rampe Lite							
30100-000	Sac de transport pour rampe 700 mm						
30100-070	Rampe Lite	700	730	730	365	300	3,5
30100-085	Rampe Lite	850	780	780	390	300	4,0
30100-125	Rampe Lite	1250	760	780	390	300	6,0
30100-165	Rampe Lite	1650	760	780	390	300	7,5
30100-205	Rampe Lite	2050	760	780	390	300	9,5
Rampe fixe large							
30030-100	Rampe fixe large	1000	770	880	-	325	9,7
30030-125	Rampe fixe large	1250	770	880	-	325	12,1
30030-150	Rampe fixe large	1500	770	880	-	325	14,4
30030-200	Rampe fixe large	2000	770	880	-	325	19,1
30030-300	Rampe fixe large	3000	770	880	-	200	28,6
Rampe pliante large							
30040-150	Rampe pliante large	1500/780	770	880	-	325	17,5
30040-200	Rampe pliante large	2000/1030	770	880	-	325	22,2
30040-250	Rampe pliante large	2500/1280	770	880	-	200	26,9
30040-300	Rampe pliante large	3000/1530	770	880	-	200	31,7
Rampe de seuil							
39167	Rampe de seuil	670 x 600 x 25	-	-	-	350	3,4
39177	Rampe de seuil	770 x 600 x 25	-	-	-	350	4,3