

Choisissez votre style

Chaque scooter est livré avec 4 couleurs pour changer de style dès que vous le souhaitez, en quelques secondes.



Compact et stylé !

Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions, le **One** est un scooter d'intérieur compact, parfait pour les déplacements quotidiens, en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Étant entièrement démontable, le rangement ou les déplacements n'ont jamais été aussi faciles. Le One offre un siège pivotant, un affichage de la batterie et des accoudoirs relevables.



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	490 mm
■ Hauteur totale	880 mm
■ Longueur totale	1030 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Giration	2800 mm
■ Batteries	15 Ah

■ Rayon d'action	16 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse	8 km/h
■ Poids	44,9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible. Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr



Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local