

Sedna

Toujours mobile



- Accoudoirs repliables avec catadioptres sur les côtés (seulement sur le modèle rouge)
- Siège rotatif (seulement sur le modèle rouge)

Dossier repliable

Guidon réglable

Siège repliable et rotatif

Batterie lithium amovible avec sécurité anti-vol


Pneus gonflables



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques Sedna



8	15	6°/10%	30	820
---	----	--------	----	-----



530	840 870* *avec accoudoirs et siège rotatif	960	2.80/2.50 - 4 air (2) 200 x 50 air (2)	540	27,3 31,6* *avec accoudoirs et siège rotatif	115	24V / 11,5Ah	270W
-----	---	-----	---	-----	---	-----	--------------	------

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes. Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

REPLIER, INCLINER ET TRANSPORTER...



ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3

Le scooter Sedna est le scooter transportable parfait. Léger et compact, il est pliable en moins d'une minute et transportable comme une valise à roulettes (sur le bateau, en train ou en avion, batteries comprises) Très pratique pour circuler dans les magasins ou restaurants.



ÉTAPE 4

Couleurs



Options

Sac pour les courses



VERMEIREN France Avelin

Rue de l'Empire
59133 Phalempin

Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité