

KOMPACT 4

Pour votre confort, des équipements de série de la catégorie supérieure !



AMORTISSEURS AVANT ET ARRIERE POUR PLUS DE CONFORT



POINTS FORTS

- Le bon rapport prix/performances.
- Siège et accoudoirs confort multi réglages.
- **Suspension par amortisseurs avant et arrière.**
- Éclairage avant et rétroviseurs de série.
- Vide poche et panier avant.
- Guidon ergonomique et commande double préhension.



DONNÉES TECHNIQUES KOMPACT4

• Longueur totale	130cm
• Largeur totale	63cm
• Rayon de Braquage	145.5cm
• Garde au sol	A partir de 7.5cm
• Hauteur repose pieds/sol	15.5cm
• Hauteur assise/sol	60.5 à 64.5cm
• Hauteur assise/repose pieds	44 à 48 cm
• Assise skai facilitant les transferts (largeur x profondeur)	46 x 43cm
• Hauteur du dossier Rabattable /assise	52cm
• Poids maximum supporté	136kg
• Poids batteries	2 x 11kg
• Poids du siège avec les accoudoirs	16kg
• Poids total	92kg
• Batteries	2 x 12V-38 AmpH
• Puissance	500W
• Autonomie maximale cumulée*	30 km*
• Vitesse ajustable jusqu'à	8.5km/h
• Dimensions (cm) des roues avant et arrière	255x80 (Av et Ar)

* : explications page 3

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Housse de protection, ceinture de sécurité, sacs à provisions arrière, panier arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne), housse fourreau porte canne/parapluie, (présentation de ces accessoires p11)



LES COULEURS

