

MINI SCOOTER

MINIM X4

Véhiculez une image moderne et dynamique lors de vos déplacements urbains avec ce mini scooter démontable de 4 roues et ses dimensions facilitant sa prise en main.



Vous apprécierez

- Plateau repose pieds bas pour faciliter l'embarquement

LES COULEURS



POINTS FORTS

- Colonne de direction ajustable en inclinaison (molette de réglage).
- Manette marche avant et recul double contrôle (vous pouvez d'un seul côté avec une seule main faire avancer ou reculer votre scooter).
- Siège réglable en hauteur (3 positions tous les 2.5cm) pour faciliter l'accès - pivotant à 360° cranté tous les 90° pour faciliter l'embarquement.
- Accoudoirs escamotables, relevables et réglables en inclinaison, en largeur et en longueur.
- Panier et vide poche avant de série.
- Le bloc batterie est équipé de sa propre prise de chargeur. Vous aurez donc le choix de charger les batteries en poste sur le scooter ou indépendamment du scooter lorsque le scooter est stocké dans un sous sol, garage ou dans le coffre de votre voiture sans prise de courant à proximité... très pratique lorsque vous séjournez à l'hôtel.
- Se démonte d'une seule main en 5 parties très légères pour faciliter son transport et son rangement - connexion automatique des circuits électriques au remontage.



Se loge facilement, même dans les coffres les plus petits

