



Hercules Prime

Siège de positionnement automobile évolutif



 **RUPIANI**
vers l'autonomie

Hercules Prime

Hercules Prime est un siège de positionnement modulaire adapté au transport en véhicule. Il a été testé selon la norme de crache test ECE44/04 pour un poids allant jusqu'à 80kg.

Hercules Prime est la solution pour les enfants, les jeunes et les adultes souffrant de handicaps physiques et neurologiques afin qu'ils soient toujours en sécurité dans la voiture.

Lorsque les sièges auto de réadaptation sont devenus trop petits ou qu'un soutien supplémentaire est nécessaire, Hercules Prime répond à vos besoins.

En tant que siège de positionnement modulaire qui évolue avec l'utilisateur, Hercules Prime offre les fonctions familières d'un siège auto de rééducation et peut être adapté de manière très individuelle avec un large choix d'accessoires qui grandissent avec l'utilisateur.

Lorsqu'un soutien accru de la tête et du haut du corps est nécessaire, un simple système de ceinture dans la voiture ne suffit pas ; Hercules Prime offre une position assise confortable et sûre à chaque trajet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur d'assise (cm)	38
Profondeur d'assise (cm)	40-46
Largeur du dossier (cm)	45
Hauteur du dossier (cm)	67-80
Hauteur des épaules (cm)	42-64
Largeur d'épaule avec guide d'épaule (cm)	42-51
Longueur de la jambe avec repose-pied (cm)	17-43
Inclinaison de l'assise (modèle de base)	0°
Siège inclinable dans l'espace (avec embase inclinable 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
Siège inclinable dans l'espace (avec embase inclinable 20°)	10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Dimension hors tout (cm)	52x88x43
Dimension plié (cm)	52x21x73
Poids du siège hors accessoires (kg)	12,30
Référentiel	ECE 44/04
Poids de l'utilisateur (kg)	36-80
Couleur	Noir