

# Recaro Monza Nova Reha

Poids utilisateur 15 à 50 kg.

Junior, Enfant

Pour enfants dont le poids est de 15 à 50kg, **RECARO MONZA NOVA REHA** est un siège auto baquet assurant sécurité et confort.

L'appui tête est réglable en hauteur et offre maintien et confort grâce à ses coussins adaptables. Il a des haut-parleurs intégrés pour l'utilisation d'un lecteur MP3. La structure enveloppante et les matériaux absorbant l'énergie protègent contre les chocs.

La ceinture 5 points est équipée d'un coussinet.

Le modèle ISOFIX permet la fixation aux points d'attache prévus dans la voiture pour une protection optimale.

Une embase pivotante, disponible en option, facilite le transfert de l'enfant.

Les housses sont à démontage facile et lavables en machine à 30°C.

## COLORIS

Noir

## DIMENSIONS (cm)

Profondeur de l'assise	30/43 (avec prolongateur d'assise)
Largeur de l'assise	27 (devant) / 24 (derrière)
Hauteur du dossier	56 à 74

## OPTIONS



**Embase pivotante**  
Permet de pivoter le siège à 90°



**Repose Pied**



**Modèle SeatFix**  
Blocage du siège ISOFIX pour une protection optimale en cas d'accident.



**Prolongateur d'assise**



**Coussin d'inclinaison 9 cm**



**Harnais anti-évasion**



**Tablette**

**Agréé  
ECE 4404**



**Poids du  
siège : 6 kg**

