

# Coraille

## FAUTEUIL COQUILLE

Ce fauteuil coquille est disponible en 5 largeurs de 38 au 48 et 3 profondeurs d'assise. Livré avec une housse amovible, un coussin anti-escarres, un harnais et un appui-tête. Une tablette est disponible en option. Existe en taille XXL pour les collectivités.



dartex vert



dartex prune



dartex praline




dartex orange



Bi-revêtements marron



Bi-revêtements noir



Option **B52**  
Porte sérum



Table **378** disponible



Les housses  
sont amovibles



Bi-revêtements  
Alcala / Cuir Artificiel

Option: **B12** - Tablette  
amovible, rabattable  
et réglable en profondeur  
(pour fauteuils taille  
380 à 480 mm)

Frein à tambour  
accessible au pied

Hauteur d'assise réglable  
(de 450 à 560 mm)

Repose-jambes à  
allongement  
automatique indépendant



670	380 400 420 440 480	230 (coussin 60mm) 250 (coussin 80mm) 270 (coussin 100mm)	450.470.490 510.520.530 540.550.560	1190 1215 1240	750 770 790	-4/36°	460	1120	36	120
790 790 (XXL)	550 600	230	520.540.560	1240	780		500	1120	37	150