

Art. 250172 - Repose-pieds bipodales indépendants

Tables de verticalisation à inclinaison variable par vérin électrique


Version présentée avec option tablette 250176 D



- Hauteur fixe de 49 cm pour le transfert aisé du patient depuis le fauteuil roulant.
- Passage aisé pour souleve-malades

- Vérin électrique avec force de poussée de 6000N
- Proclive jusqu'à +88°
- Equipée de 5 sangles de fixation
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Repose-pieds à réglage indépendant et rabattables. Proclive et déclive + - 15°
- Deux roulettes fixes et deux multidirectionnelles avec frein
- Charge de travail en sécurité : 140 kgs
- Dimensions : 200 x 74 x 49h cm

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 56



OPTIONS



230075

250176 D

250175 D

CANALETTO PRO

