


CANOVA



Art. 250171 D - Plan jambier unique


Tables de verticalisation à inclinaison variable par vérin électrique
Version présentée avec option tablette 250176 D



- Hauteur fixe de 49 cm pour le transfert aisé du patient depuis le fauteuil roulant.
- Passage aisé pour souleve-malades

- Vérin électrique avec force de poussée de 6000N pour l'inclinaison.
- Proclive jusqu'à +88°
- Repose pieds indépendants rabattables et réglables + - 15°
- Equipé de 3 sangles de fixation
- Deux roulettes fixes et deux multidirectionnelles avec frein
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Espace pour passage souleve malades 14 cm
- Charge de travail en sécurité : 120 kgs
- Dimensions : 200 x 65 x 49h cm

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 56



OPTIONS



230075

250176 D

250175 D