

## Art. 250174 D - Hauteur variable


Table de verticalisation à hauteur et inclinaison variables par deux vérins électriques



- Hauteur variable de 49 à 94 cm pour le transfert aisé du patient depuis le fauteuil roulant.
- Dossier assisté par vérin à gaz
- Passage aisé pour souleve-malade

- 2 vérins électriques avec force de poussée de **8000N** pour l'élévation et **6000N** pour l'inclinaison
- Réglage du dossier à l'aide d'un vérin à gaz + 80°
- Hauteur réglable de 49 Δ 94 cm
- Repose-pieds Equin/Talus - + 15°
- Réglage de l'inclinaison jusqu'à 88°
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Inclinomètre
- Equipée de 5 sangles de fixation
- Deux roulettes fixe et deux multidirectionnelles, toutes avec frein
- Charge de travail en sécurité : horizontale 160 kg et verticale 120 kg
- Dimensions : 200 x 70 x 49 Δ 94 h cm

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 56



### OPTIONS



250176 D



250175 D

# RAFFAELLO

