

Permobil

# Progeo Tekna Advance

Conçu pour une vie active



Aluminium



Pliable



Réglable

permobil

# Conception épurée pour une utilisation facile

Tekna Advance est un fauteuil roulant léger et pliant conçu pour les utilisateurs actifs et indépendants. Son châssis pliant raccourci et son extrémité avant intégrée augmentent la maniabilité et facilitent la propulsion. Diverses options axées sur la performance sont disponibles pour répondre aux besoins en termes d'assise et de positionnement. La conception ouverte du châssis en fait une solution compacte pour un transport facile. L'utilisateur profitera de déplacements axés sur la performance.



## Progeo Tekna Advance

Largeur d'assise	36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 40 à 56 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 46 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 35 à 54 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	90° - 100°
Longueur totale	85 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Encombrement	28 cm env. (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	84° - 90° - 96° (réglable)
Déclive	0° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	À partir de 7,6 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 10,2 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements

BLANC  
PERLÉ

OR

NOIR  
OPAQUE

ARGENT  
VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis.

Les couleurs réelles du produit  
peuvent varier.