

RBP-100

Moniteur PNI



RBP-100

MONITEUR PNI

Moniteur PNI de qualité clinique. Petite taille, léger et pratique.

Caractéristiques :

Grande mémoire

Mesure moyenne

Appareil portatif à la pointe de la technologie

Écran LCD

Mode auscultation

Mode oscillométrique

Mode veille automatique

Détection d'arythmie

Disponible en 4 versions

- Modèle mural
- Modèle table
- Modèle pied mobile
- Modèle pour rail

Connexion rapide

Adaptateur batterie / secteur avec câble

Meilleur prix avec les mêmes caractéristiques

Certifications :

ISO EN 13485
Conforme à : 93 / 42 CEE

Avantages :

Stockage pour 210 mesures

Rassurer l'infirmière, le médecin et le patient
(réduit l'effet blouse blanche)

Petit, léger, portable et pratique

Clair et facile à lire

Mesure manuelle

Automatique, mesure rapide

Économie d'énergie

Détection rapide
Protection du patient

Flexible

Changement simple et rapide du brassard

1000 mesures avec une charge complète

Rapport qualité-prix abordable

Dispositif médical de classe IIa

Version table comprenant :

N° 1740

2,5 m (98,42 pouces) de tuyau d'air (côté appareil)
avec connecteur métallique

Bloc-batterie NiMH 4,8 V 2400 mAh

Adaptateur AC / DC 7,5 V 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



Version pied mobile comprenant :

N° 1741

2,5 m (98,42 pouces) de tuyau d'air (côté appareil)
avec connecteur métallique

Bloc-batterie NiMH 4,8 V 2400 mAh

Adaptateur AC / DC 7,5 V 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)

En option :

Petit panier supplémentaire, 25 x 9 x 20 cm
(9,8 x 3,5 x 7,9 pouces)

N° 10392

Grand panier supplémentaire, 23 x 23 x 25 cm
(9,1 x 9,1 x 9,8 pouces)

N° 10393



Version murale comprenant :

N° 1742

2,5 m (98,42 pouces) de tuyau d'air avec connecteur
en métal

NiMH bloc-batterie (4 pièces), 4,8 V 2 400 mAh

Adaptateur AC / DC 7,5 V 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



Version puor rail comprenant :

N° 1743

2,5 m (98,42 pouces) de tuyau d'air avec connecteur en métal

Bloc-batterie NiMH 4,8 V 2400 mAh

Adaptateur AC / DC 7,5 V 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



Toutes les versions comprennent :

2 brassards : brassard souple M et L-XL sans anneau en D

Avec un connecteur rapide en plastique

Comprend un tube d'air de 30 cm (11,81 pouces)

Panier : petit en plastique

Instruction d'utilisation

RBP-100

Données techniques :

Mesure :	Mode oscillométrique Mode auscultation
Plage de mesure :	Systolique : 60 - 255 mmHg Diastolique : 30 - 200 mmHg Pouls : 40 - 200 bpm
Temps de mesure :	30 à 40 sec.
Taux de dégonflage :	± 3 mmHg
Précision pouls :	± 5 %
Caractéristiques du brassard :	
Taille :	M 22 - 32 cm (8,66 à 12,60 pouces) L - XL 32 - 52 cm (12,60 à 20,47 pouces)
En option :	S 17 - 22 cm (6,7 à 8,66 pouces)
Tube d'extense :	2,5 m (98,42 pouces)
Matière :	Sans latex
Pression du brassard :	0 - 310 mmHg
Alimentation :	Adaptateur ACC 7,5 V / 1,5 mA NIMH AA 4,8 V 2400 mAh Bloc-batterie rechargeable
Validé cliniquement pour les patients :	hypertension, hypotension, diabète, grossesse, pré-éclampsie, athérosclérose, insuffisance rénale en phase terminale, obésité et personnes âgées, >3 ans d'âge technologie validé BIHS
Poids :	510 grammes (1,12 lb)
Pied mobile :	Hauteur ajustable 75 - 120 cm (29,53 to 47,24 pouces)
Panier de rangement :	petit, plastique
Classification :	Classe IIa
Garantie :	2 ans