# VERTIC' EASY / VERTIC' HOME



VERTIC' HOME







VERTIC' EASY: Guidon de transfert apportant une aide précieuse au quotidien pour le patient et le personnel soignant.

Plate-forme sur plateau à billes Repose-pieds antidérapant pour une grande stabilité Roulettes de manutention Appui-jambes orientables et réglables en hauteur Poignées ergonomiques et réglables en hauteur Crochets de sangle et sangle disponibles en option

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### (dimensions en cm, poids en kq)















#### VERTIC' HOME : Le 2 en 1 : appareil de verticalisation et de déplacement

Plate-forme sur plateau, 2 roues avant Ø 100 mm et 2 roues arrières double galets directionnelles à frein Ø 75 mm Repose-pieds antidérapant Barre stabilisatrice rétractable Poignées ergonomiques et réglables en hauteur Appui-jambes orientables et réglables en hauteur Crochets de sangle et sangle disponibles en option

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kq)



























