


Invacare **Aventia**



Cadre de marche en aluminium pliant articulé

Fonctionnalités

- Mouvement articulé pour accompagner et suivre le mouvement du patient.
- Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des toilettes.

Confort

- Léger pour faciliter les déplacements.
- Pliant pour faciliter transport et stockage.

Pièces détachées


- | | |
|-----------------------------------|------------|
| ❶ Poignée en mousse | P402-MA02A |
| ❷ Poussoir de pliage en plastique | P402-MA01A |
| ❸ Embout gris | UNIV-00001 |



Caractéristiques techniques

Largeur entre poignées	400 mm
Largeur entre les pieds	490 mm
Profondeur Hors Tout	440 mm
Hauteur ajustable	780 - 905 mm
Poids net	3 kg
Poids patient max	100 kg

Coloris



Aluminium

Code :

P402

Invacare **Escort**



Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris

- Réglable en hauteur de 770 à 850 mm.
- Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
- Très léger.
- Poignées incassables.
- Peut être équipé de roues à l'avant (0435CEB).

Pièces détachées

- | | |
|------------------|------------|
| ❶ Bouton ressort | UNIV-00003 |
| ❷ Embout gris | UNIV-00001 |




0435CEB

Caractéristiques techniques

Largeur entre poignées	480 mm
Largeur entre les pieds	410 mm avant / 620 mm arrière
Profondeur Hors Tout	400 mm
Hauteur ajustable	770 - 850 mm
Poids net	1,8 kg
Poids patient max	130 kg

Coloris



Aluminium

Code :

P435B