

Invacare **Foria**



La marche assistée en toute sécurité

Cadre de marche en aluminium anodisé gris avec poignées intermédiaires

Sécurité

- Poignées intermédiaires pour faciliter la levée et apporter une grande sécurité lors de l'utilisation.
- Très léger, il est très facile à soulever.

Confort

- Design épuré permettant une utilisation au dessus des toilettes.
- Pliant, il est très compact et facile à transporter.
- Poignées en mousse souple pour un maximum de confort réglables en hauteur de 790 à 920 mm.

Pièces détachées

- ❶ Poussoir de pliage en plastique SP421B01
- ❷ Poignée en mousse SP421B04
- ❸ Embout noir SPWALK01



Caractéristiques techniques

Largeur entre poignées	460 mm
Largeur entre les pieds	620 mm
Profondeur Hors Tout	500 mm
Hauteur ajustable	790 - 920 mm
Poids net	2,5 kg
Poids patient max	120 kg

Coloris



Aluminium

Code :

P421B