

Fauteuils garde-robe fixes



100 Kg

Ref. CANDY 155

Finition Epoxy couleur.
Accoudoirs fixes.
Garniture standard PVC soudé.
Assise et seau ergonomique.



Seau ergonomique (étude 90°)



100 Kg

Ref. CANDY CONFORT

Finition Epoxy couleur.
Accoudoirs fixes.
Garniture standard PVC soudé.
Assise et seau ergonomique.
Grand dossier confortable.



100 Kg

Ref. GR 10

Finition Epoxy couleur.
Accoudoirs fixes.
Garniture standard PVC soudé.
Assise et seau ergonomique.
Largeur d'assise 45 cm.

Ref. GR 18




Garniture standard PVC soudé.
Accoudoirs escamotables.
Finition Epoxy couleur.
Assise et seau ergonomique.
Largeur d'assise 45 cm.

Ref. GR 181

Garniture LUXE tissu enduit M2.
Accoudoirs escamotables.
Finition Epoxy couleur.
Assise et seau ergonomique.
Largeur d'assise 45 cm.

Ref. GR 10 FORTISSIMO

Garniture standard PVC soudé.
Finition Epoxy couleur.
Accoudoirs fixes.
Assise et seau ergonomique.
Structure renforcée.
Barre de renfort.
Largeur d'assise 60 cm.



100 Kg

Ref. GR 12

Finition Epoxy couleur.
Garniture LUXE tissu enduit M2.
Accoudoirs fixes.
Assise et seau ergonomique.
Largeur d'assise 45 cm.



150 Kg



Ref. GR 12 FORTISSIMO

Finition Epoxy couleur.
Garniture LUXE tissu enduit M2.
Accoudoirs fixes.
Assise et seau ergonomique.
Structure renforcée.
Barre de renfort.
Largeur d'assise 60 cm.

Côtes en cm

| | Hauteur | Profondeur | Largeur | Profondeur assise | Largeur assise | Hauteur dossier | Largeur dossier | Dimensions | Structure | Garniture | Poids |
|-------------------------|---------|------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-------|
| Candy 155 | 85 | 45 | 60 | 54 | 46 | 46 | 62x63x108 | Standard | Epoxy couleur | 8 Kg | |
| Candy confort | 85 | 45 | 60 | 54 | 46 | 46 | 62x63x108 | Standard | Epoxy couleur | 8 Kg | |
| GR 10 | 91 | 49 à 52 | 60 | 50 | 45 | 47 | 58x59x97 | Standard | Epoxy couleur | 8,2 Kg | |
| GR 10 Fortissimo | 91 | 49 à 52 | 74 | 53 | 60 | 47 | 61x72x97 | Noir | Epoxy couleur | 12 Kg | |
| GR 12 | 91 | 49 à 52 | 60 | 50 | 45 | 47 | 58x59x97 | Luxe | Epoxy couleur | 8,2 Kg | |
| GR 12 Fortissimo | 91 | 49 à 52 | 74 | 53 | 60 | 47 | 61x72x97 | Luxe | Epoxy couleur | 12 Kg | |
| GR 18 | 91 | 49 à 52 | 60 | 50 | 45 | 47 | 58x59x97 | Standard | Epoxy couleur | 8,2 Kg | |
| GR 181 | 91 | 49 à 52 | 60 | 50 | 45 | 47 | 58x59x97 | Luxe | Epoxy couleur | 8,2 Kg | |



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

