

# BASIC ECO



# BASIC ECO

EUROVEMA

C'EST SIMPLE, C'EST NOUVEAU,  
C'EST BASIC ECO !

Le Basic Eco est un fauteuil releveur équipé de série d'un frein manuel sur châssis en H médicalisé, d'accoudoirs escamotables et d'une hauteur variable électrique ou hydraulique avec deux courses de vérin au choix.



BASIC HYDRAULIQUE  
À partir de 968,49 € TTC

BASIC ÉLECTRIQUE  
À partir de 2 690,25 € TTC



Pour sécuriser la mise en station debout de l'utilisateur, le Basic Eco est doté d'un frein manuel que l'on actionne à l'aide d'un levier situé à l'arrière de l'embase en H médicalisée.



AUCUNE OPTION POSSIBLE SUR CE MODÈLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dossier (l x h) cm électrique :	40 x 44 cm
Assise (l x h)	46 x 46
Hauteur d'assise sur releveur hydraulique :	Vérin court : 40 à 58 cm - Vérin long : 45 à 70 cm *
Hauteur d'assise sur releveur électrique :	Vérin court : 43 à 57 cm - Vérin long : 45 à 65 cm *
Accoudoirs :	30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours
Embase, longueur :	60 cm
Embase, largeur :	53 cm
Coloris :	Noir Atlantic
Poids total :	28 kg
Poids max. utilisateur :	140 kg

\* ajustement possible de plus ou moins 5 cm