

EUROFLEX



EUROFLEX

EUROVEMA

UN RELEVEUR SOLIDE ET CONFORTABLE

Les releveurs hydraulique et électrique Euroflex ont été conçus pour des personnes atteintes de troubles moteurs avec des besoins précis au niveau de la mobilité, des transferts et du positionnement.

Ce modèle est équipé d'une embase en H médicalisée, optimale pour un déplacement podal sur tous types de surfaces. De série, l'Euroflex propose un freinage manuel efficace des roues arrière pour apporter plus de stabilité à l'utilisateur en position de travail et sécuriser ses transferts latéraux ou lors du relevage.

Afin d'apporter le plus de fonctionnalité possible au quotidien, quelque soit l'activité exercée ou les besoins, l'Euroflex peut être équipé d'une élévation par vérin hydraulique ou électrique ; être à la bonne hauteur n'est plus un challenge !



Chez EUROVEMA, la mobilité et la fonctionnalité vont de paire avec le positionnement, c'est pourquoi nous vous proposons un nouveau concept de pack de positionnement afin de répondre avec précision à vos besoins, quelques soient vos exigences : Découvrez nos packs CLASSIC, FORMA et SITERITE et toutes les options et accessoires disponibles afin mieux personnaliser votre releveur.

Nous vous proposons le releveur Euroflex avec deux configurations au choix.

EUROFLEX HYDRAULIQUE

EUROFLEX, releveur hydraulique, embase en H médicalisée MEDIC, inclinaison d'assise manuelle, taille d'assise et de dossier au choix, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en hauteur et largeur. Taille du vérin au choix.

Conçu pour personnes atteintes de troubles moteurs

EUROFLEX ÉLECTRIQUE

EUROFLEX, releveur électrique, embase en H médicalisée MEDIC, inclinaison d'assise manuelle, taille d'assise et de dossier au choix, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en hauteur et largeur. Taille du vérin au choix.

Conçu pour personnes atteintes de troubles moteurs.

Pour faciliter les transferts ou le changement de posture, la chaise Euroflex peut être équipée, en option, d'une inclinaison d'assise électrique.



La hauteur variable hydraulique ou électrique permet à l'utilisateur d'être à la bonne hauteur dans son mobilier.

Nous vous proposons les releveurs Euroflex avec différents packs, composés de différentes assises et dossiers selon vos besoins.


PACK CLASSIC

Assise et dossier plats CLASSIC. Tailles au choix.
Assise plane avec une légère cuvette ischiatique, mousse portante.
Dossier plat, forme rectangulaire.



PACK FORMA


Assise FORMA et dossier ergonomique FORMA CONFORT.
Tailles au choix.
Assise plane, mousse portante.
Dossier forma, colonne avec deux coussins séparés, réglables en inclinaison et en profondeur indépendamment.



PACK SITERITE

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite.
Tailles au choix.
Assise avec moulage anatomique pour une répartition optimale des pressions combinée avec une mousse d'une densité élevée et une haute résilience. Dossier haut, échancré avec galbe prononcé pour le confort et la stabilité du tronc.





VERSION HYDRAULIQUE
 Vérin long : 45 - 65 cm
 Vérin court : 43 - 57 cm
 VERSION ÉLECTRIQUE
 Vérin long : 45 - 70 cm
 Vérin court : 40 - 58 cm
 Ajustement possible de plus ou moins 3 cm vers le bas et 10 cm vers le haut.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Classification :

Releveur : ISO 180903

Hauteur sol-siège sur vérin hydraulique :

Vérin court : 43 à 57 cm - Vérin long : 45 à 65 cm

Hauteur sol-siège sur vérin électrique :

Vérin court : 40 à 58 cm - Vérin long : 45 à 70 cm

Accoudoirs :

30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours

Hauteur des accoudoirs :

0-26 cm, réglables

Inclinaison d'assise manuelle, avant :

0° à + 20°

Inclinaison d'assise électrique, av-arrière :

- 20° à + 10°

Embase, largeur :

COMPACTE : 53 cm | LARGE : 55 cm

Embase, longueur :

COMPACTE : 56 cm | LARGE : 60 cm

Coloris :

Noir Atlantic / Gris vidéo

Poids total :

Vérin hydraulique : 20 kg - Vérin électrique : 28 kg

Poids max. utilisateur :

Vérin hydraulique : 125 kg - Vérin électrique : 140 kg


Type de batterie :

7,2 Ah / 12V


* Embase compacte

OPTIONS EUROFLEX

REPOSE-PIEDS



ACCOUDOIRS



Gamme d'accessoires pour Euroflex, Miniflex

APPUI-TÊTE / CALE-HANCHES / PLOTS D'ABDUCTION





CONTRÔLES (DYNAMIC / PG DRIVES TECHNOLOGY)



Gamme d'accessoires pour Euroflex, Miniflex

ACCESSOIRES CONFORT



Gamme d'accessoires pour Euroflex, Miniflex

1. Repose-pieds monobloc bi-palettes
2. Relève-jambe monobloc électrique
- Minicrosser
3. Repose-pieds séparés ABC avec potences
4. Support genoux
5. Repose-pieds monobloc réglable en hauteur et inclinaison
6. Repose-pieds monobloc à hauteur variable électrique
7. Relève-jambes électriques séparés
8. Repose-pieds séparés, potences fixes
9. Support jambe amputée
10. Support jambe amputée
11. Adaptateur de support jambe
12. Repose-jambes Minicrosser séparés articulés électriquement
13. Accoudoir moelleux enfant 25 cm
14. Accoudoir enfant 25 cm
15. Accoudoir polyuréthane, contact peluche
16. Accoudoir moelleux 30 / 40 cm - similicuir
17. Accoudoir hémiplégique similicuir
18. Accoudoir escamotable avec tirette
19. Accoudoir Comfort escamotable
20. Appui-tête Forma
21. Appui-tête SitRite
22. Appui-tête Comfort
23. Cale-hanche Forma
24. Cale-tronc ABC
25. Cale-tronc Forma
26. Plot d'abduction Classic, Comfort, Forma
27. Cale-hanche Classic
28. Bras thoraciques
29. Cale-tronc Classic similicuir
30. Renfort galbe SitRite
31. Télécommande 4 fonctions
32. Télécommande 3 fonctions
33. Télécommande 2 fonctions
34. Télécommande 1 fonction
35. Joystick Shark
36. Joystick G90 multi-fonctions
37. Joystick LiNX LE
38. Télécommande multi-fonctions
39. Panneau de contrôle pour contrôleur à distance
40. Joystick tierce-personne
41. Contrôle tactile
42. Commande ACU1
- 43 / 44 / 45. Joystick PG Drives Technology
46. Dossier réglable en tension
47. Ceinture pelvienne adulte 2 points
48. Harnais en X ABC
49. Ceinture pelvienne 4 points enfant
50. Ceinture pelvienne 4 points adulte
51. Tablette transparente Forma
52. Tablette transparente avec escamotage
53. Plaque d'assise sur mesure
54. Poignée de poussée Classic, Forma, ABC
55. Support de combinaison standard Classic
56. Lift hydraulique, levier sous accoudoir
57. Crochet Comfort
48. Porte-béquilles Comfort
59. Pédale de frein Classic, ABC
60. Housse dossier Forma
61. Housse dossier Forma confort
62. Assise coxit
63. Housse d'assise Forma
64. Housse d'assise Classic
65. Support lombaire avec système de pompage
66. Revêtement en tissu pour accoudoirs Forma
67. Roue Forma 100 mm à frein
48. Tube repose-pieds Forma
69. Tube repose-pieds Classic

TAILLES DES ASSISES / DOSSIERS :				
	ASSISES		DOSSIERS	
PACK CLASSIC	L : 46 x P : 46 cm L : 43 x P : 43 cm	L : 40 x P : 40 cm L : 40 x P : 46 cm	L : 35 x H : 30 cm L : 40 x H : 34 cm	L : 40 x H : 44 cm
PACK FORMA	L : 45 x P : 45 cm L : 40 x P : 40 cm	L : 40 x P : 45 cm L : 40 x P : 50 cm	L : 38 x H : 44 cm	
PACK SITRITE	L : 53 x P : 53 cm L : 48 x P : 48 cm L : 43 x P : 48 cm L : 43 x P : 43 cm	L : 39 x P : 43 cm L : 35 x P : 39 cm L : 32 x P : 35 cm	L : 47 x H : 47 cm L : 37 x H : 43 cm L : 30 x H : 37 cm	