

Fauteuils garde-robe à roues



Seau ergonomique (étuve 90°)



Ref. CANDY 252

Garniture LUXE tissu enduit M2, coloris gris.
Poignée de poussée.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds chromé.
Roues arrière à frein.



Ref. CANDY 250

Poignée de poussée.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds chromé.
Roues arrière à frein.
Garniture standard PVC soudé, M4 coloris noir.




Ref. GR 30

Garniture standard PVC soudé.
Accoudoirs fixes.
Poignée de poussée.
Repose-pieds Epoxy noir.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.



Ref. GR 32

Garniture LUXE tissu enduit M2.
Accoudoirs fixes.
Poignée de poussée.
Repose-pieds et finitions Epoxy noir.
Roues arrière à frein.
Assise et seau ergonomique (étuve 90°).
Option : roulette anti-basculer sur repose-pieds anti dérapant.



Ref. GR 30 FORTISSIMO **SPECIAL XL**

Garniture standard PVC soudé.
Accoudoirs fixes.
Poignée de poussée.
Repose-pieds Epoxy noir.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.
Option : roulette anti-basculer sur repose-pieds anti dérapant.

Ref. GR 32 FORTISSIMO **SPECIAL XL**

Largeur d'assise 60 cm.
Garniture LUXE tissu enduit M2.
Accoudoirs fixes.
Poignée de poussée.
Repose-pieds Epoxy noir.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.
Assise et seau ergonomique (étuve 90°).
Roulette anti-basculer sur repose-pieds anti dérapant.

Côtes en cm

	90	48 à 51	60	78	46	46	72x61x96	Stan. noir Epoxy couleur	12 Kg
Candy 250	90	48 à 51	60	78	46	46	72x61x96	Luxe gris Epoxy couleur	12 Kg
Candy 252	90	48 à 51	60	78	46	46	72x61x96	Standard Epoxy couleur	12 Kg
GR 30	95	49 à 52	60	87	45	47	58x59x97	Stan. noir Epoxy couleur	13 Kg
GR 30 Fortissimo	98	52 à 55	65	91	60	47	75x80x97	Luxe Epoxy couleur	12 Kg
GR 32	95	49 à 52	60	87	45	47	58x59x97	Luxe Epoxy couleur	13 Kg
GR 32 Fortissimo	98	52 à 55	65	91	60	47	75x80x97	Luxe Epoxy couleur	13 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical