

Fauteuils garde-robe à roues



Ref. GR 50

Garniture standard PVC soudé.
Accoudoirs escamotables.
Repose-pieds chromé.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.
Assise et seau ergonomique.



Ref. GR 52

Garniture LUXE tissus enduit M2.
Accoudoirs escamotables.
Repose-pieds chromé.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.
Assise et seau ergonomique.



Ref. GR 52 FORTISSIMO **SPECIAL XL**

Garniture LUXE tissus enduit M2. Structure renforcée.
Accoudoirs escamotables.
Repose-pieds Epoxy noir.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.
Assise élargie et seau ergonomique.
Roulette anti-bascule sur repose-pieds anti dérapant.



Ref. GR 171

Garniture standard PVC soudé.
Réglable en hauteur.
Accoudoirs escamotables.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.
Assise et seau ergonomique.




Seau ergonomique (étude 90°)



Ref. GR 172

Garniture LUXE tissus enduit M2.
Réglable en hauteur.
Accoudoirs escamotables.
Finition Epoxy couleur.
Roues arrière à frein.
Assise et seau ergonomique.



Luxe



Standard

Côtes en cm

GR 50	95	49 à 52	63	87	46	47	65x65x94	Standard Epoxy couleur	10 Kg
GR 50 Fortissimo	98	52 à 55	72	91	60	47	75x80x97	Luxe Epoxy couleur	14 Kg
GR 52	95	49 à 52	63	87	46	47	65x65x94	Luxe Epoxy couleur	13 Kg
GR 52 Fortissimo	98	52 à 55	72	91	60	47	75x80x97	Luxe Epoxy couleur	14 Kg
GR 171	94/106	48 à 63	63	87	46	47	65x65x94	Standard Epoxy couleur	12,5 Kg
GR 172	94/106	48 à 63	63	87	46	47	65x65x94	Luxe Epoxy couleur	12,5 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

