

Chariot douche

Réf. 10 2011



• Caractéristiques techniques

Chariot à hauteur variable hydraulique, commande bilatérale :

- Hauteur minimum : 50 cm
- Hauteur maximum : 100 cm
- Longueur hors tout : 213 cm
- Largeur : 77 cm
- Hauteur sous châssis : 19,5 cm
- Structure tube, finition époxy : RAL GRIS 7035
- 4 roues Ø 150 mm
- Poignée de poussée en pieds
- Plan de couchage en stratifié compact (200 x 65 cm) incliné pour évacuation de l'eau vers les pieds
- Matelas intégral avec bonde d'évacuation en pieds et coussin de tête amovible
- Barrières latérales escamotables en dessous du plan de couchage
- Dossierets tête et pieds amovibles

• Options et accessoires

- Blocage centralisé des 4 roues, Ø 150 mm, avec une roue directionnelle, réf. 2011-020
- Proclive assistée par vérin à gaz, réf. 2011-010

