

MOBIDERM autofit

Le vêteinent Mobiderm de série, auto-ajustable, pour s'adapter à la morphologie individuelle de chaque patient, et à son évolution dans le temps !

COMPOSANTS PRINCIPAUX (bas cuisse et chaussettes) :


- Face extérieure du vêteinent : 59 % polyamide, 41 % élasthanne
- Mobiderm le long de la jambe : non tissé adhésif, mousse polyuréthane (cubes 15 x 15 mm).
- Mobiderm au niveau du pied : non tissé adhésif, mousse polyéthylène (cubes 5 x 5 mm).



Produits de série :
une livraison rapide !

Repères de mesure :

- B : circonférence de la cheville (au point le plus fin)
- C : circonférence du mollet (au plus fort)
- D : circonférence sous le genou (au niveau de la tête du péroné)
- G : circonférence de la cuisse (au plus fort)
- ID : hauteur entre le sol et sous le genou (pour la chaussette)
- IG : hauteur entre le sol et la cuisse au pli fessier (pour le bas-cuisse)



**DISPOSITIF
BREVETÉ**

pour le membre
inférieur



Vêtement semi-ouvert:
Facile à enfiler, facile à enlever



Plusieurs crans de serrage :

- adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.
- Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'œdème.



Patins anti-dérapants :
limitent le glissement lors de la marche



Attaches auto-agrippantes :
mise en place instantanée et haute tenue

Double rangée :

- large plage d'adaptation
- permet une utilisation sur le membre droit ou gauche



CHAUSSETTE

CHAUSSETTE MOBIDERM AUTOFIT							
	Circonférence de cheville (B)	Circonférence de mollet (C)	Circonférence sous le genou (D)	Code ACL (réf. unique droite / gauche)			
				Court ℓ (D) : 38 - 40 cm	Normal ℓ (D) : 40 - 42 cm	Long ℓ (D) : 42 - 44 cm	Très long ℓ (D) : 44 - 46 cm
T1	16-24	24-35	25-36	34010 6014848 5	34010 6014852 2	34010 6014856 0	34010 6014861 4
T2	20-28	32-43	32-43	34010 6014849 2	34010 6014853 9	34010 6014857 7	34010 6014862 1
T3	24-32	40-51	39-50	34010 6014850 8	34010 6014854 6	34010 6014858 4	34010 6014863 8
T4	28-36	48-59	46-57	34010 6014851 5	34010 6014855 3	34010 6014860 7	34010 6014864 5

BAS CUISSE

BAS-CUISSE MOBIDERM AUTOFIT							
	Circonférence de cheville (B)	Circonférence de mollet (C)	Circonférence de cuisse (G)	Code ACL (réf. unique droite / gauche)			
				Court ℓ (G) : 67 - 72 cm	Normal ℓ (G) : 72 - 77 cm	Long ℓ (G) : 77 - 82 cm	Très long ℓ (G) : 82 - 87 cm
T1	16-24	24-35	46-57	34010 6014497 5	34010 6014504 0	34010 6014509 5	34010 6014513 2
T2	20-28	32-43	53-65	34010 6014498 2	34010 6014505 7	34010 6014510 1	34010 6014515 6
T3	24-32	40-51	61-72	34010 6014499 9	34010 6014507 1	34010 6014511 8	34010 6014516 3
T4	28-36	48-59	68-80	34010 6014502 6	34010 6014508 8	34010 6014512 5	34010 6014518 7