

# CARE BAG

SACS HYGIÉNIQUES


PROTÈGE SEAU DE CHAISE



- Lien coulissant
- Super absorbant (500ml)
- Anti-odeurs

Le sac hygiénique **CARE BAG CLASSIC S** protège le seau de chaise percée et évite sa souillure. Grâce à son système de fermeture et son tampon absorbant, **CARE BAG** capte les mauvaises odeurs, et gélifie les matières et liquides. Il améliore les conditions de travail du personnel soignant ou de la famille, et leur permet de gagner du temps sur une tâche ingrate. **CARE BAG CLASSIC S** recule les limites de la dépendance en évitant parfois le recours aux changes complets, et préserve pudeur et dignité du patient.

- ➊ **EFFICACE** : Pour la famille ou le personnel soignant, **CARE BAG** sécurise le recueil, le transport, et l'élimination des matières et liquides, infectieux ou non.
- ➋ **HYGIÉNIQUE** : L'absorbant anti-odeurs **GelMax** solidifie jusqu'à 500ml de liquides (urines, vomi, sang, selles), diminue les éclaboussures, les renversements, et la dispersion des germes (lutte contre les infections nosocomiales, contamination croisée...)
- ➌ **PRATIQUE** : Il s'élimine dans les déchets ménagers, ou en cas d'infection, dans les déchets à risque (comme les couches, il se jette dans la poubelle, pas dans les WC).



## CARE BAG : LA PREMIÈRE GAMME DE SACS HYGIÉNIQUES AVEC ABSORBANT ANTI-ODEURS.

**CLASSIC** : Protège bassin de lit.

**CLASSIC S** : Protège seau de chaise percée.

**VOM** : Sac d'aisance

**URI** : Urinal masculin

**SICKBAG** : Kit voyage

## CARE BAG

### SACS HYGIÉNIQUES

**CLASSIC S**

Protège seau de chaise  
1 pack = 20 sacs hygiéniques  
réf : ACL 7831738

Distribué par :

Brevet, marques et modèles déposés.

Fabriqué par CLEANIS S.A.S F-75006 Paris - SIRET : 43903917300018

Tél : 01.42.84.38.21 - Fax : 01.42.84.34.62 - email : cleanis@cleanis.fr - web : www.cleanis.fr