

Kaye Walker

5 tailles



WALKER B, avec 2 roues avant et 2 patins arrière, permet un apprentissage de la marche en favorisant une extension et un alignement des jambes et du tronc. Les patins arrière renforcent le sentiment de sécurité de l'utilisateur.

WALKER BR avec 4 roues améliore le rythme et la longueur des pas. Les roues arrière "anti-retour" empêchent le recul de l'appareil.

Le cadre léger en aluminium peut se replier entièrement pour faciliter le transport et le rangement.

Pour choisir votre WALKER :

Sélectionner l'appareil dont la hauteur des poignées arrive à la hauteur de l'appui fessier.

DIMENSIONS (mm)

		W 1/2	W 1	W 2	W 3	W 4
Hauteur enfant		83 à 108	91 à 122	107 à 137	129 à 152	152 à 182
Age de l'enfant (indicatif)		1 ^{1/2} à 5 ans	2 ^{1/2} à 7 ans	5 à 9 ^{1/2} ans	7 ^{1/2} à 13 ans	Adulte
Hauteur des poignées	B	37 à 47	42 à 56	48 à 62	58 à 78	72 à 92
	H	37 à 47	42 à 56	53 à 67	65 à 81	78 à 94
Hauteur entre les poignées	B	34	34	34	38	41
	H	34	34	41	48	53
Poids maxi utilisateur (kg)		27	27	39	60	82

MODÈLES ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX (nous consulter)

Modèle avec siège (H)

Modèle extérieur (AC)

Roues arrière anti-retour «Silent»

OPTIONS




Roues avant pivotantes

Stabilisateur latéral



Appui-bras



Modèle de base
2 roues avec patins à l'arrière (modèle B)



Modèle avec siège (HR/HS)



Modèle extérieur (AC)



Roues arrière anti-retour (modèle BR/BS HR/HS)

Roues avant pivotantes (modèle BS/HS)



Roues arrière anti-retour «Silent» (modèle BRX)

AUTRES PRODUITS

8.1