

DIVAN À HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE EXAMINATION COUCH WITH ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT



Confort
Comfort

Design
Design

Ergonomie
Ergonomic

Hygiène
Hygiene

Adaptabilité
Adaptability

OPTIONS



• **ACC76 :**
Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage
Pair of clamps



• **ACC110 :**
Gouttière pour prise de sang adaptable sur divan. Revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix. Equipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur. Equipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison
Bloodtest splint, M1 class, 20 colours available. Every position adjustable by serrated blocks system



• **ACC110POLY :**
Gouttière en polyuréthane noir pour prise de sang adaptable sur divan. Equipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur. Equipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison
Polyurethane blood test splint. Every position adjustable by serrated blocks system



• **ACC105 :**
Paire d'étriers en acier chromé
Pair of stirrups



• **ACC964 :**
Paire d'appui-jambes
Pair of leg rests



• **SL0964 :**
Housse pour repose jambe ACC964. Revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix
Cover for leg rest, M1 class, 20 colours available



• **ACC32011 :**
Tige porte-sérums 2 crochets
IV stand with 2 hooks

• **ACCBARRIERELIT :**
Paire de barrières de lit
Pair of retractable bed rails



• **ACC996/ACC997/ACC998 :**
Roulettes escamotables intégrées (sauf pour ELIPTO)
Built-in retractable roller system (326 and 900 only)



• **ACC32660, 70, 80 :**
Tête 1/2 lune largeur 600 (ACC32660), 700 (ACC32670) ou 800 (ACC32680) biseautée. Revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix
Head rest, width 600 (ACC32660), 700 (ACC32670) or 800 (ACC32680), M1 class, 20 colours available




• **ACC32614 :**
Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin électrique périphérique (uniquement pour les gammes 326 et 900)
Back rest adjustment via 1 electric jack (only for 326 and 900)

• **ACC32615 :**
Réglage de la jambière en toutes positions par 1 vérin électrique (uniquement pour la gamme 326 3 parties)
Leg rest adjustment via 1 electric jack (only for 326 3 sections)

• **ACC840 :**
Commande périphérique (uniquement pour la gamme 326)
Order peripheral (326 only)

Coloris Colours

Sellerie Upholstery



Piètement Base



326

• **Divan à hauteur variable électrique**
Examination couch with electric height adjustment

• **Châssis composé d'une colonne télescopique**
Frame comprised of 1 telescopic column

• **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range

• **Commande : télécommande au pied (manuelle en option)**
Control: Pedal (hand remote on option)

• **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 600, 700 ou 800, non feu classé M1, 20 coloris au choix :**
- Sellerie standard
- Sellerie luxe
- Sellerie tendue

Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 600, 700 or 800, M1 class, 20 colours available:

- Standard upholstery
- Stretched upholstery
- Luxury upholstery

• **Réglage du dossier (et de la jambière pour les divans 3 parties) en toutes positions par 1 vérin à gaz ou 1 vérin électrique (en option)**

Back rest (and leg rest for 3 sections couch) adjustment via 1 gas jack or 1 electric jack (on option)

• **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller

• **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130kg



326 08T + ACC76 + ACC105



326 04L



326 05T + ACC840

ELIPTO

• **Divan à hauteur variable électrique**
Examination couch with electric height adjustment

• **Châssis composé d'une colonne télescopique**
Frame comprised of 1 telescopic column

• **Alliance de bois Wengé et d'acier, ligne affinée**
Alliance of Wenge wood and steel, refined lined

• **Commande : télécommande au pied (manuelle en option)**
Control: Pedal (hand remote on option)

• **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 650, non feu classé M1, 20 coloris au choix :**
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 650, M1 class, 20 colours available

• **Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin électrique**
Back rest adjustment via 1 electric jack

• **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête**
Equipped with exam sheet roller mount on head side

• **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130kg



ELIPTO

900

• **Divan à hauteur variable électrique**
Examination couch with electric height adjustment

• **Piètement mécano-soudé, toutes les articulations sont montés sur des bagues bronzes. Châssis composé d'un vérin électrique**

Are all the articulations mount on rings bronzes. Frame comprised of 1 electric jack

• **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range

• **Commande : télécommande au pied (manuelle en option)**
Control: Pedal (hand remote on option)

• **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 600 ou 700, non feu classé M1, 20 coloris au choix :Standard, luxe ou tendue**
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 600 or 700, M1 class, 20 colours available: Standard, stretched upholstery, luxury

• **Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz ou 1 vérin électrique (en option)**
Back rest adjustment via 1 gas jack or 1 electric jack (on option)

• **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller

• **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130kg



900 04T + ACC998

