

DIVAN À HAUTEUR FIXE EXAMINATION COUCH WITH FIXED HEIGHT



Ergonomie
Ergonomic

Design
Design

Confort
Comfort

Adaptabilité
Adaptability

Hygiène
Hygiene

OPTIONS



• **ACC76 :**
Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage (pour la gamme 326 et 426)
Pair of clamps (for 326 and 426)



• **ACC75 :**
Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage (pour la gamme 124)
Pair of clamps (for 124)



• **ACCCADIX1 :**
Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage (pour la gamme CADIX)
Pair of clamps (for CADIX)

• **ACC110 :**
Gouttière pour prise de sang adaptable sur divan. Revêtement de classe anti-feu M1, 13 coloris au choix
Equipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur
Equipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison
Bloodtest splint, M1 class, 13 colours available
Every position adjustable by serrated blocks system



• **ACC110POLY :**
Gouttière en polyuréthane noir pour prise de sang adaptable sur divan
Equipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur
Equipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison
Polyurethane bloodtest splint
Every position adjustable by serrated blocks system



• **ACC105 :**
Paire d'étriers en acier chromé
Pair of stirrups



• **ACC964 :**
Paire d'appui-jambes
Pair of leg rests

• **SL0964 :**
Housse pour repose jambe ACC964
Revêtement de classe anti-feu M1, 13 coloris au choix
Cover for leg rest, M1 class, 13 colours available



• **ACC32011 :**
Tige porte-sérums 2 crochets
IV stand with 2 hooks



• **ACCBARRIERELIT :**
Paire de barrières de lit (uniquement pour les gammes 124 et 326)
Pair of retractable bed rails (only 326 and 124)



• **ACC990 :**
Jeu de 4 roulettes Ø 125 mm à frein (uniquement pour la gamme 124)
4 castors Ø 125 mm with full brakes (only for 124)

• **ACC32660, 70, 80 :**
Tête 1/2 lune largeur 600 (ACC32660), 700 (ACC32670) ou 800 (ACC32680) biseautée
Revêtement de classe anti-feu M1, 13 coloris au choix
Head rest, width 600 (ACC32660), 700 (ACC32670) or 800 (ACC32680), M1 class, 13 colours available



• **ACC54001, 02, 03 :**
Tête 1/2 lune largeur 600 (ACC54001), 700 (ACC54002) ou 800 (ACC54003)
Revêtement de classe anti-feu M1, 13 coloris au choix
Head rest, width 600 (ACC54001), 700 (ACC54002) or 800 (ACC54003), M1 class, 13 colours available



• **ACC514 :** Protection plastique transparent
Plastic protection for leg rest

Coloris
Colours

Sellerie
Upholstery



Piètement
Base



326 - 426

- **Divan à hauteur fixe, 65 ou 80 cm**
Examination couch with fixed height, 65 or 80 cm
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range
- **Réglage du dossier (et de la jambière pour les 3 parties) en toutes positions par 1 vérin à gaz**
Back rest (and leg rest for 3 sections couch) adjustment via 1 gas jack

- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 600 ou 700, non feu classé M1, 13 coloris au choix : Sellerie standard, luxe ou tendue**
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 600 or 700, M1 class, 13 colours available: Standard, Stretched or Luxury upholstery
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller
- **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130kg

124

- **Divan à hauteur fixe, 65 ou 80 cm**
Examination couch with fixed height, 65 or 80 cm
- **Qualité acier revêtement chromé ou peinture époxy, 16 coloris au choix**
Steel quality, fully chrome or epoxy coat, 16 colours range
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 600, 700 ou 800, non feu classé M1, 13 coloris au choix : Sellerie standard, luxe ou tendue**
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 600, 700 or 800, M1 class, 13 colours available : Standard, Stretched or Luxury upholstery
- **Réglage du dossier en toutes positions par un système mécanique autobloquant**
Back rest adjustment via a self locking mechanism system
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller
- **Capacité de charge : 130 ou 200 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 130 ou 200 kg

CADIX

- **Divan à hauteur fixe, 85 cm**
Examination couch with fixed height, 85 cm
- **Piètement composé de 2 meubles métalliques (4 tiroirs avec une serrure centralisée chacun) fixés sous le divan, peint époxy, 16 coloris au choix**
*2 metal coffers painted, 16 colours range
Coffers with 4 drawers and locks system*
- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 720, non feu classé M1, 13 coloris au choix**
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 720, M1 class, 13 colours available
- **Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz**
Back rest adjustment via a self gas jack
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen**
Equipped with exam sheet roller
- **Capacité de charge : 150 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 150kg

