

DIVAN À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

EXAMINATION COUCH WITH ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT

Ovalia



Design
Design

Ergonomie
Ergonomic

Confort
Comfort

Adaptabilité
Adaptability

Hygiène
Hygiene

www.carinamedical.com

Ovalia



Pédale avec sélectionneur
électronique

Pedal with electronic selector

Télécommande
Hand remote



STANDARD / STANDARD

OVALIA 05 : 2 parties, largeur 700, déclive / proclive, télécommande, tête réglable par 2 vérins à gaz, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

2 sections, width 700, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, remote control, adjustable head rest via 2 gas jacks, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA 06 : 2 parties, largeur 700, déclive / proclive, pédale de commande, tête réglable par 2 vérins à gaz, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

2 sections, width 700, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, pedal, adjustable head rest via 2 gas jacks, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA 07 : 2 parties, largeur 700, déclive / proclive, pédale de commande avec support fixe, tête réglable par 2 vérins à gaz, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

2 sections, width 700, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, control pedal with fixed mount, adjustable head rest via 2 gas jacks, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA 08 : 2 parties, largeur 800, déclive / proclive, télécommande, tête réglable par 2 vérins à gaz, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

2 sections, width 800, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, remote control, adjustable head rest via 2 gas jacks, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA 09 : 2 parties, largeur 800, déclive / proclive, pédale de commande, tête réglable par 2 vérins à gaz, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

2 sections, width 800, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, pedal, adjustable head rest via 2 gas jacks, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA10 : 2 parties, largeur 800, déclive / proclive, , pédale de commande avec support fixe, tête réglable par 2 vérins à gaz, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

2 sections, width 800, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, control pedal with fixed mount, adjustable head rest via 2 gas jacks, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers



VARIANTES / VARIATIONS

14 : Tête électrique pour OVALIA 2 parties

Electric headrest for OLIVIA 2 sections

24 : Système roulettes escamotables 1 côté

Retractable roller system, one side

34 : Système roulettes escamotables 2 côtés

Retractable roller system, both sides

MIXTE / MIXED

OVALIA12 : 3 parties, largeur 700, déclive / proclive, télécommande, tête réglable par 2 vérins à gaz, dossier réglable par vérin électrique, paire d'étriers, bac inox, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

3 sections, width 700, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, remote control, adjustable head rest via 2 gas jacks, adjustable back rest via electric jack, stirrups, stainless steel tray, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA 13 : 3 parties, largeur 700, déclive / proclive, pédale de commande, tête réglable par 2 vérins à gaz, dossier gynécologique réglable par vérin électrique, paire d'étriers, bac inox, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

3 sections, width 700, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, pedal, adjustable head rest via 2 gas jacks, adjustable gynaecologist back rest via electric jack, stirrups, stainless steel tray, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA 14 : 3 parties, largeur 800, déclive / proclive, télécommande, tête réglable par 2 vérins à gaz, dossier gynécologique réglable par vérin électrique, paire d'étriers, bac inox, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

3 sections, width 800, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, remote control, adjustable head rest via 2 gas jacks, adjustable gynaecologist back rest via electric jack, stirrups, stainless steel tray, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

OVALIA15 : 3 parties, largeur 800, déclive / proclive, pédale de commande, tête réglable par 2 vérins à gaz, dossier gynécologique réglable par vérin électrique, paire d'étriers, bac inox, pied équipé de 2 patins réglables et 2 roulettes

3 sections, width 800, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, pedal, adjustable head rest via 2 gas jacks, adjustable gynaecologist back rest via electric jack, stirrups, stainless steel tray, leg equipped with 2 adjustable skids and 2 rollers

VARIANTES / VARIATIONS

24 : Système roulettes escamotables 1 côté

Retractable roller system, one side

34 : Système roulettes escamotables 2 côtés

Retractable roller system, both sides

Coloris
Colours

Sellerie
Upholstery



Piètement
Base



PLUS VALUE



Produits distribués par
Products distributed by

- **Divan à hauteur variable électrique**
Examination couch with electric height adjustment
- **Position Déclive-Proclive en standard**
Trendelenburg and Anti-Trendelenburg position as standard
- **Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan**
Frame comprised of 2 telescopic columns providing the couch high stability
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, couleur SABLE**
Steel quality, epoxy coat, colour sand
- **Commande : télécommande manuelle ou au pied**
Control: Hand remote or pedal
- **Sellerie plate de bonne densité, largeur 700 ou 800, non feu classé M1, 20 coloris au choix**
Upholstery with good density, width 700 or 800, M1 class, 20 colours available

DIVAN STANDARD - STANDARD COUCH

- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête ou côté pied**
Equipped with exam sheet roller mount on head side or foot side
- **Réglage de la tête en toutes positions par 2 vérins à gaz ou 1 vérin électrique (en option)**
Back rest adjustment via 2 gas jacks or 1 electric jack (on option)
- **Capacité de charge : 200 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 200kg
- **Fonctionnalité : Système de 2 roulettes sur un même côté pour un déplacement et une utilisation rapide (en standard)**
Operation: Two-roller system on one side for quick and easy-to-use manipulation (as standard)

OVALIA 05+24
(tête à gaz / gas jack headrest)

OVALIA 05+14+24
(tête électrique / electric backrest)

DIVAN MIXTE - MIXED COUCH

- **Divan à hauteur variable électrique**
Examination couch with electric height adjustment
- **Position Déclive-Proclive en standard**
Trendelenburg and Anti-Trendelenburg position as standard
- **Châssis composé de 2 colonnes télescopique permettant d'avoir une très grande stabilité du divan**
Frame comprised of 2 telescopic columns providing the couch high stability
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, couleur SABLE**
Steel frame, epoxy coat, colour sand
- **Commande : télécommande manuelle ou au pied**
Control: Hand remote or pedal
- **Sellerie plate de bonne densité, largeur 700 ou 800, non feu classé M1, 20 coloris au choix**
Upholstery with good density, width 700 or 800, M1 class, 20 colours available
- **Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête et un deuxième sous le dossier gynéco**
Equipped with exam sheet roller mount on head side and a second mount under the gynaecologist back rest
- **Equipé d'une paire d'étriers, un tiroir inox (bac urologie en option)**
Equipped with stirrups, stainless steel drawer (urology tray on option)
- **Réglage des 2 dossiers :**
- **Tête par vérin à gaz**
- **Dossier gynéco par vérin électrique**
Back rest adjustment:
- *Head rest via gas jack*
- *Gynaecologist back rest via electric jack*
- **Capacité de charge : 200 Kg en dynamique**
Load capacity: Dynamic 200kg
- **Fonctionnalité : Système de 2 roulettes sur un même côté pour un déplacement et une utilisation rapide (en standard)**
Operation: Two-roller system on one side for quick and easy-to-use manipulation (as standard)

Ovalia

OPTIONS

Commande par pédales 3 fonctions, système de roulettes escamotables intégré, paire d'étaux, paire d'appui jambes, paire d'étriers, gouttière prise de sang, rail inox support accessoires, barrières de lit escamotables, batterie, 4 roulettes Ø 125 directionnelles freinage centralisé, Protection plastique transparent

OPTIONS

Tri-function pedal, built-in retractable roller system, pair of clamps, pair of leg-rests, pair of stirrups, blood-test splint, stainless steel accessory rail mount, retractable bed rails, accumulator, 4 directional wheels with brake Ø 125, plastic protection for leg rest




OVALIA 06+24
(tête à gaz / gas jack headrest)

OVALIA 06+14+24
(tête électrique / electric backrest)


OVALIA 07HOP

- **Dimensions : L.2000 x 1.700 ou 1.800 x H. de 48 à 88 cm**
Dimensions: Length 2000 x Width 700 or 800 x Height from 48 to 88 cm



OVALIA 13
+ ACC964 + SL964
(Pédale / Pedal)

OVALIA 12
(Télécommande / Hand remote)



- **Dimension :**
L.2000 x 1.700 ou 1.800 x H. de 48 à 88 cm
Dimensions:
Length 2000 x Width 700 or 800 x Height from 48 to 88 cm