



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL



## Pèse-bébés

pour sages-femmes et jeunes mères


# 8320

## Pèse-bébé pliant

**S** Idéal pour les pharmacies et les sages-femmes

**S** Pèse-bébé pliant – facile à transporter

- › Mécanisme pliant breveté avec verrouillage magnétique
- › Encombrement réduit, transport facile
- › Lecture aisée grâce à l'afficheur LCD
- › Fonction de tarage : possibilité de tarer un linge posé sur la balance
- › Fonction de mémoire : le poids reste affiché quelques secondes après avoir retiré le bébé
- › Fonction économie d'énergie avec extinction automatique
- › Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Micro LR03 AAA (comprises dans la livraison)



# 8310.01

## Pèse-bébé « Home »

**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

**S** Modèle d'entrée de gamme

**S** Pratique et anti-basculement

- › Lecture aisée grâce à l'afficheur LCD
- › Fonction de tarage : possibilité de tarer un linge posé sur la balance
- › Fonction de mémoire : le poids est affiché de manière stable ; remise à zéro automatique lorsque la charge est retirée
- › Boîtier plastique facile d'entretien
- › Fonction économie d'énergie avec extinction automatique
- › Fonctionne avec 4 piles 1.5 V Mignon LR6 AA (comprises dans la livraison)



No de référence	8320.01.001
Portée	15 kg
Précision	10 g
Dimensions	395 x 315 x 105 mm (fermé) 740 x 315 x 53 mm (ouvert)
Poids	2 kg

### Accessoires

Sac de transport	
No de référence	5040.01.001



No de référence	8310.01.001
Portée	20 kg
Précision	10 g
Dimensions	600 x 340 x 85 mm
Poids	1,7 kg

### Accessoires

Sac de transport	
No de référence	5040.02.001

