


# CHARIOT DOUCHE

HAUTEUR VARIABLE

HYDRAULIQUE

- 
- **Le chariot douche** (hydraulique) est utilisé pour le transfert du lit à la douche. La personne est transférée sur le chariot douche facilement et confortablement.
  - **La hauteur variable** de 52 à 88 cm permet au personnel soignant de travailler dans une position idéale, évitant les risques de lombalgies.
  - **Les barrières latérales** de protection d'une hauteur de 20 cm garantissent la parfaite sécurité du patient.
  - **Pour les patients** jusqu'à 155 kg.



**Structure en acier époxy anti-corrosion.****Confort:**

Polyester PVC vert Caraïbes molletonné, 2 cm d'épaisseur, fixé sur un plateau en Compact hydrofuge.

Coussin cylindrique : hauteur 9,90 cm, longueur 49,7 cm, largeur 20,2 cm.

**Pratique:**

Plan de couchage légèrement incliné pour un bon écoulement des eaux.

Hauteur variable hydraulique actionnable par pédale bilatérale.

Barres de poussée tête et pieds.

Panier porte-vêtements thermoformé, en tête du chariot.

Barrières profilées escamotables, époxy.

Bonde d'évacuation obturable. Tuyau d'évacuation clipsable sur le coté du plan de couchage.

Tuyau d'évacuation 185 cm, Ø 4 cm.

**Sécurité:**

Capot de protection de la base en ABS.

Freinage centralisé en option avec 4 roues Ø 125 mm, dont 1 directionnelle.

Garde au sol 13 cm, avec freins centralisés, 15 cm.



Panier porte-vêtements en série.



Bonde d'évacuation simple d'utilisation. Plan incliné à 2°.



Le transfert du patient est facilité grâce à la position basse de 52 cm. En approchant le chariot douche près du lit, le transfert peut être réalisé par une seule personne.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	ROUES
CHARIOT DOUCHE	74 x 198 cm plan de couchage : 1,78 m x 60 cm	85 kg	170 kg patient 155 kg accessoires 15 kg	Ø 100 mm à frein indépendant Ø 125 mm à freinage centralisé
BARRIÈRES	1,40 m x 20 cm			

Garantie 2 ans.

**MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare** - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

[www.winnCare.fr](http://www.winnCare.fr)

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Photos non contractuelles - Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

**MÉDICATLANTIC**  
WINNCARE