

# DRAP DE GLISSE AVEC POIGNÉES



## DESCRIPTION & UTILISATION

Les produits de la gamme Transferts Manuels sont des Dispositifs Médicaux de Classe 1, Made in France, certifiés CE et en conformité avec la législation REACH.

Les transferts manuels du patient font partie intégrante de la journée de travail pour le personnel soignant.

De mauvaises pratiques peuvent entraîner des maux de dos et des troubles musculosquelettiques pour le soignant ainsi que de l'inconfort pour le patient.

Pour la manipulation d'un patient, le Drap de Glisse avec Poignées est un dispositif qui facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit.

Les poignées simplifient l'utilisation pour le personnel soignant.

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.

Il est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique en enduction de polyuréthane, les deux couches de tissu en contact coulissent l'une sur l'autre.

## PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE



Enduction polyuréthane traitée silicone

## DIMENSIONS (en cm)

195 x 70

140 x 110

130 x 70

