

Aquatec® | **Orca, Orca F, Orca XL**

NOUVEAU



- Crochet pour la télécommande sur le dossier
- Montage simplifié des accessoires
- Poignée de transport



Le confort et la sécurité dans le bain...

La gamme Aquatec **Orca** est une gamme d'élévateurs de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité.

Doté d'une télécommande ergonomique intégrant la batterie, il est très simple d'utilisation.

Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs : dossier inclinable ou dossier fixe, version XL pour des patients allant jusqu'à 170 kg, dossier avec maintiens latéraux.



AQUATEC®



Yes, you can.®



Caractéristiques

Elévateur de bain avec assise, dossier et embase en polypropylène (revêtement bleu ou blanc)

- Dossier inclinable jusqu'à 40°
 - Appui-tête intégré
 - Démontable en deux parties
 - Fonctionne avec batterie
 - Télécommande flottante, étanche et ergonomique avec câble spirale et ventouses auto ventilées
 - Embase dessinée de manière à garder le plus d'espace possible dans la baignoire
- **1573875** Aquatec **Orca** - Elévateur de bain bleu avec dossier inclinable
 - **1573864** Aquatec **Orca** - Elévateur de bain blanc avec dossier inclinable



Aquatec **Orca**
Dossier fixe - Blanc.
Code 1573476



Aquatec **Orca XL**
Poids maxi utilisateur :
170 kg - Blanc.
Code 1573685



Disponible avec des maintiens latéraux de dossier pour plus de maintien et confort.
Code 1573970 - Blanc
Code 1573974 - Bleu

Pièces détachées Orca, Orca XL, Orca F

❶ Télécommande complète avec câble spiral	I470902
❷ Ventouses arrière à vis (la paire)	I5071
❸ Ventouses avant clipsées (la paire)	I5072
● Chargeur complet avec câble	I471084
● Base seule	I471050
● Revêtement d'assise bleu	I470765
● Revêtement de dossier bleu	I470766
● Revêtement d'assise et de dossier bleu	I470767
● Revêtement de dossier blanc pour Orca avec maintiens latéraux	I471568
● Revêtement de dossier bleu pour Orca avec maintiens latéraux	I471567

AUTONOMIE: 5 cycles de montée/descente pour une personne de 140 kg.

Caractéristiques et options



Télécommande ergonomique

intégrant la batterie. En cas de décharge, il n'est pas possible de descendre à l'intérieur du bain pour un maximum de sécurité.



Montage très simple et sans outils

Conception de l'**Orca** en 2 parties très simple à monter et légère pour pouvoir le transporter.



Base antidérapante pour plus de sécurité.



Système d'attache de la télécommande sécurisé et facile à installer.




Housse amovible lavable à 60°.



Système de vérin très performant

Accessoires



Appui-tête pour Aquatec Orca

Réglable en hauteur.
Bleu 15462
Blanc 15461



Ceinture de maintien pour Aquatec Orca

Pour un bain en toute sécurité.
Ceinture abdominale/ poitrine.
1528702



Guide pour rabats latéraux de l'assise

Aquatec **Major, Orca**
Lorsqu'il y a des barres de maintiens montées à l'intérieur de la baignoire.
Ref.: 15309. Largeur : 350 mm.



Rehausseurs jeu de 4

Peuvent rehausser l'assise jusqu'à 60 mm pour Aquatec **Orca**.
Hauteur 20 mm avec ventouses 15170
Hauteur 20 mm sans ventouses 14694

Accessoires



Sac de transport

Avec roulettes pour le transport et le stockage.
Aquatec **Orca** 14586



Plots d'abduction à visser pour Aquatec **Major, Orca**

Pour éviter de glisser.
1525932 Plot 70 mm
1525933 Plot 120 mm



Baignoire de démonstration

Dimensions:
820mm x 535mm x 1275 mm
Code: 1533938 (PLV payante)

Caractéristiques techniques

							
Orca	375 mm	715 mm	490 mm	665 mm	295 mm	580 mm	920 mm

							
Orca	360 mm	1075 mm	Max. 420 mm Min. 60 mm	10,8 kg	0,4 kg	140 kg Orca XL: 170 kg	Housse amovible lavable

Coloris



Blanc



Bleu