



À VOS MARQUES, PRÊTS, ROULEZ!

Avec le nouveau Permobil K300 PS Junior, les enfants branchés de tout âge entrent en action. Le K300 est équipé d'une base motrice robuste et d'une assise réglable en fonction de la croissance de l'enfant. Les accoudoirs EZ réglables en tous sens, l'élévateur et l'inclinaison électriques d'assise, l'électronique R-Net et le système d'accessoires de maintien Uni-track apportent pour un confort maximum, une multitude de réglages et d'accessoires. De plus, avec ses nouvelles couleurs - rouge, noir, argent, rose, bleu, vert métallisé et bleu foncé - et des jantes trois rayons assorties, le K300 PS Junior va se faire remarquer dans le quartier !

K300
PS Jr.



COLORIS DU CHASSIS



FONCTIONS ELECTRIQUES



Élevateur de siège et inclinaison électriques



Commande électronique R-Net pour une meilleure programmabilité



L'assise réglable s'adapte aux enfants de toute taille



Poignées de poussée



Système Uni-track pour une personnalisation poussée



Accoudoirs amovibles en une étape



Accoudoirs EZ dont la hauteur, l'angle et la rotation sont aisément réglables



Respose-jambes escamotables latéralement. Existe avec une inclinaison de 70° ou 90°



Arceau de type poussette en option, basculement manuel sans outils, hauteur réglable et repli pour le transport



ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



CARACTERISTIQUES

Longueur	108 cm	Angle repose-jambes réglable	pas applicable
Largeur	62 cm	Capacité des batteries	2 x 60 AH
Longueur mini plié	88,5 cm	Autonomie	25 - 35 km
Hauteur du siège	46	Vitesse maximale	7 km/h
Hauteur de réglage électrique du siège	46 - 66 cm	Rayon de giration (ISO 7176-5)	62,5 cm
Poids incluses batteries	120 kg	Garde au sol	7 cm
Charge utile maximale	75 kg	Suspension	Oui
Largeur d'assise	28 - 41 cm	Commande électronique	R-Net
Profondeur d'assise	26 - 46 cm	Élevateur de siège électrique	Oui
Assise dossier	27,5 - 40 cm	Réglage électrique de l'inclinaison	Oui
Hauteur du dossier	41 - 56 cm	Réglage électrique du repose-jambes	Non
Écart entre accoudoirs	réglable	Réglage électrique du dossier	Non
Angle dossier réglable	85° - 120°	Garantie	2 Ans



The Power of Mobility

Permobil France
40 rue Palverne
Rond Point de Rosarge
01700 Les Echets
Tél +33 (0) 437 26 27 28
Fax +33 (0) 437 26 27 29
info@permobil.fr

www.permobil.com