

# X850

CORPUS 3G



## Conçu pour l'extérieur.

**Le X850 Corpus 3G** Notre fauteuil roulant hors piste, le X850 Corpus 3G, n'a pas uniquement l'air solide ; il est conçu pour les personnes qui exigent des performances. Vous avez besoin d'un fauteuil roulant solide pour circuler en ville ou dans la nature ? Vous vivez peut-être loin de tout ou vous vous rendez au travail en fauteuil roulant ou bien encore vous voulez rejoindre des amis pour une ballade à vélo ? Alors, vous avez besoin d'un fauteuil roulant qui tient la route : le X850 Corpus 3G est ce qu'il vous faut.


Avec sa propulsion arrière, ses moteurs puissants et sa suspension robuste, ce fauteuil roulant vous permet de rouler en toute sécurité à 15 km/h. L'assise du X850 Corpus 3G peut pivoter à 180°, ce qui facilite les transferts.



**permobil**

THE POWER OF MOBILITY

fonctions électriques





### Système d'assise

Le système d'assise s'adapte parfaitement à la forme naturelle du corps. Le système d'assise Corpus 3G est modulable à l'infini.

### Roues/Suspension

Roues de grandes dimensions, suspensions indépendantes et pare-chocs robustes.


### Empattement

Réglable électrique.

### Rotation de l'assise


Simplifie les transferts.

### Coloris du revêtement



dark blue metallic dark red metallic black metallic

### Tapisserie



simili cuir noir tissu noir

### Caractéristiques techniques

Longueur	1260 - 1460 mm
Largeur	720 mm
Longueur de transport min.	1260 mm
Hauteur d'assise	540 mm
Hauteur d'assise avec élévation électrique du siège	540 - 740 mm
Poids avec batteries	203 kg
Poids des batteries	2 x 31 kg
Poids max. utilisateur	136 kg
Largeur d'assise	420 - 570 mm (par incréments de 50 mm)
Profondeur d'assise	370 - 570 mm (par incréments de 25 mm)
Hauteur de dossier	470, 545 - 670 mm (par incréments de 25 mm)
Largeur de dossier	360/410/460/510 mm
Hauteur d'accoudoirs	185 - 320 mm
Distance entre les accoudoirs	380 - 480/480 - 580 mm
Capacité batteries	2 x 97 Ah

Temps de chargement	11 heures
Autonomie	35 - 45 km
Vitesse max.	15 km/h
Distance de freinage/d'arrêt	3 500 mm
Diamètre de braquage ISO 7176-5	3 360 mm
Braquage dans les couloirs	2 250 mm
Franchissement d'obstacle	110 mm
Réglage manuel repose-jambes *	20 - 70°
Réglage électrique de l'inclinaison d'assise	15°
Élévation électrique de l'assise	200 mm
Réglage électrique du dossier	35°
Réglage manuel du dossier	45°
Empattement réglable électrique	200 mm
ISO 7176-19/ISO 10542-3	oui - soumis à un crash testé
EN 12182/EN 12184 CE	oui

\* Le repose-jambes exige le basculement de l'assise. Le repose-jambes ne peut pas être commandé avec la rotation du siège ou l'empattement réglable.  
Les spécifications dépendent de la configuration du fauteuil roulant. Pour plus d'informations qui ne sont pas mentionnées dans cette fiche, veuillez vous référer au manuel d'utilisation qui peut être téléchargé à partir du site web Permobil, ou contactez votre revendeur Permobil local.