

TIGAFEX

» LE FAUTEUIL RIGIDE QUI SE PLIE



Pour les plus voyageurs!

Le TIGA FX a été créé pour que vous profitiez de vos déplacements sans vous préoccuper de votre fauteuil.

Voyage en avion? Petite voiture? aucun problème! Grâce à son système de pliage Q-lock, le TIGA FX se loge dans les endroits les plus improbables, comme dans un coffre à bagage d'une cabine d'avion et dans le plus petit coffre de voiture.

A partir de maintenant, inquiétez-vous simplement de profiter du voyage !! Le système Q-lock permet un pliage compact sans compromettre la rigidité du châssis, garantissant une performance de conduite maximum. De plus, sa fabrication personnalisée à vos mesures et à votre morphologie, permet au châssis de s'adapter totalement à vous, comme une seconde peau.

Caractéristiques


- » Châssis Aluminium 7020
- » Système de pliage Q Lock pour le dossier et le châssis avant
- » Centre de gravité fixe ou réglable
- » Option de dossier et d'assise ergonomique
- » Protège-vêtements rabattables sur l'assise
- » Repose-pieds intégrés avec plaque en fibre de carbone
- » Multiples accessoires
- » Composants rapportés au châssis de couleur
- » Toile d'assise et de dossier Airtech
- » Poids max. Utilisateur 125 kg



Système de pliage Q-lock du châssis avant.



Protège-vêtements rabattables sur l'assise.



Assise et dossier ergonomiques.
Optimisent la stabilité du bassin, facilitent la propulsion et minimisent les frictions pour protéger la peau.

Roue avant tout terrain FrontWheel. Liberté maximale et facilité de propulsion quel que soit le terrain. Compacte, très simple à installer. Compatible avec TIGA, TIGA FX et Hi Lite.

