



Weely Essentiel



RUPIANI

vers l'autonomie

Weely Essentiel



- Fauteuil roulant 6 roues extrêmement maniable
- Propulsion facile et efficace, même en position inclinée
- Stabilité remarquable, même en bascule à 20°
- Roulettes avant et arrière de 6'' (avec suspensions pour le passage en souplesse des petits obstacles)
- Système de franchissement de trottoirs jusqu'à 13cm
- Dossier souple Symbiose réglable en tension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille	39	44	49
Largeur d'assise mini (cm)	36	41	46
Largeur d'assise maxi (3 positions) (cm)	39-41-43	44-46-48	49-51-53
Largeur hors tout (3 positions) (cm)	58-60-62	63-65-67	68-70-72
Largeur hors tout (cm)	Largeur d'assise maxi +19cm		
Profondeur d'assise (cm)	41 - 51		
Hauteur sol / siège (cm)	42 / 45 / 48		
Hauteur de dossier (cm)	54 - 68		
Inclinaison d'assise (°)	0° - 20° par vérin		
Inclinaison du dossier (°)	85° - 120°		
Longueur hors tout sans repose pied (cm)	95		
Longueur hors tout avec repose jambe (cm)	115		
Longueur du segment jambier (cm)	29 - 45		
Poids du fauteuil avec accessoires (kg)	33		
Potences de repose jambes	Régl. en largeur et profondeur		
Palettes de repose pieds	Régl. en angle, et hauteur		
Accoudoirs	Amovibles, régl. en hauteur		
Hauteur d'accoudoirs (cm)	25 - 32,5		
Dimensions pliées (cm)	95 x 61 x 101		
Accessoires standards	Reposes jambes		
Accessoires optionnels	Tablette, Gouttières, Reposes pieds, ...		
Châssis	Acier		
Poids maxi de l'utilisateur (kg)	140		
Couleur	Blanc		



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Courriel : info@rupiani.fr
Web : www.rupiani.fr